

SELECT

PROFCARE



PROFCARE STRETCH SOFT TAPE

Style no. 720065 / 720066

Material:

Fabric: 100% Cotton
Glue: 100% Hot melt Zinc Oxide



Medical Device Class I, Rule 1, for non-sterile and noninvasive devices for short term use, by the European Medical Device Regulatory 2017/745.

Basic UDI-DI: 5703543U1002L4

Made in China

For further information and inquiries regarding this product, please contact SELECT SPORT A/S

Version: 01.01.2025



+45 43 96 96 66 - select@select.dk

SELECT-SPORT.COM

DA

Anvendelse:

PROFCARE Stretch Soft tape er beregnet til at støtte dele af kroppen hos atleter.

Tapen er en klæbende kompressionsbandagetape

Tapen klæber til huden og giver elastisk støtte.

Den er kun beregnet til brug på huden.

Den er til kortvarig og enkeltstående brug, og den er ikke steril.

Den må ikke anvendes i mere end 3-4 timer.

Advarsler og kontraindikationer:

Brug ikke tapen, hvis du har allergi eller er overfølsom over for nogle af indholdsstofferne.

Kontraindikationer:

Der er kontraindikation for brugen af produktet, hvis:

- der er gået hul på huden
 - anvendelsesområdet er hævet
 - klæb ikke direkte på såret
 - må ikke anvendes i mere end 3-4 timer.
 - huden skal renses inden brug.
 - kendt allergi over for gummi
- Den må ikke anvendes i mere end 3-4 timer.

Advarsler:

Tapen må ikke påføres for stramt.

Sørg for at rense huden inden brug.

Brug ikke tapen, hvis emballagen er beskadiget eller påvirket af fugt og skimmel.

Kontakt din læge, hvis du oplever reaktioner.

Må ikke opbevares under forhold over 25°C. Opbevares i den oprindelige emballage for at beskytte det mod sollys.

NO

Bruksområde:

PROFCARE Stretch soft tape brukes til å støtte idrettsutøveres kroppsdeler.

Tapen er en selvklebende kompresjonsbandasjetape

Tapen er heftende på huden og gir elastisk støtte.

Kun til bruk på huden.

For engangs, kortvarig bruk og er et ikke-sterilt produkt.

Brukstiden bør ikke overstige 3-4 timer.

Advarsler og kontradiksjoner:

Ikke bruk tapen hvis du har allergier eller er følsom overfor noen av ingrediensene.

Kontraindikasjoner:

Brug av produktet er kontraindisert når:

- huden er sprukket hud
 - påførsingsstedet er hevet
 - unngå å hefte direkte på såret
 - brukstiden bør ikke overstige 3-4 timer
 - huden skal rengjøres før bruk.
 - allergi mot gummi er kjent
- Brukstiden bør ikke overstige 3-4 timer.

Advarsel:

Påføres ikke for stramt.

Forsikre deg om at huden er rengjort før påføring.

Ikke bruk tapen hvis emballasjen er skadet eller påvirket av fukt og mugg.

Rådfør deg med helsepersonell hvis du opplever noen reaksjon.

Må ikke oppbevares over 25°C. Oppbevares i original emballasje for å beskyttes mot sollys.

EN

Intended use:

The PROFCARE Stretch soft tape is intended to be used to support the body parts of sports athletes.

The tape is an adhesive compression bandage tape

The tape is adhesive to the skin and offers elastic support.

It is for use on the skin only.

It is for single, short-term use and is a non-sterile device.

Duration of use should not exceed 3-4 hours.

Warnings and contraindications:

Do not use the tape if you have allergies or are sensitive to some of the ingredients.

Contraindications:

Use of the product is contraindicated when:

- the skin is broken skin
- there is swelling at the application site
- do not stick on the wound directly
- the duration of use should not exceed 3-4 hours
- skin needs to be cleaned before use.
- allergies to rubber are known

Duration of use should not exceed 3-4 hours.

Warnings:

Do not apply too tight.

Ensure that the skin is cleaned before application.

Do not use the tape if the packaging is damaged or affected with damp and mildew.

Consult your Health Care Provider if you experience any reaction.

Do not store above 25 degrees Celsius. Store in original packaging to protect from light.

DE

Verwendungszweck:

Das PROFCARE Stretch Soft Tape ist vorgesehen, um Körperteile von Sportlern zu unterstützen.

Das Band ist ein selbstklebendes Kompressionsband.

Das Klebeband haftet auf der Haut und bietet elastische Unterstützung.

Ausschließlich für die Verwendung auf der Haut.

Es handelt sich um ein nicht-steriles Produkt für die einmalige, kurzzeitige Verwendung.

Die Verwendungsdauer sollte 3-4 Stunden nicht überschreiten.

Warnhinweise und Kontraindikationen:

Verwenden Sie das Klebeband nicht, wenn Sie Allergien haben oder empfindlich auf einige Inhaltsstoffe reagieren.

Kontraindikationen:

Die Verwendung des Produktes ist kontraindiziert, wenn:

- die Haut verletzt ist
- an der Verwendungstelle eine Schwellung ist
- Nicht direkt auf die Wunde kleben.
- Die Verwendungsdauer sollte 3-4 Stunden nicht überschreiten.
- Die Haut muss vor der Verwendung gereinigt werden.
- Nicht verwenden, wenn bekannt ist, dass der Benutzer eine Latexallergie hat

Die Verwendungsdauer sollte 3-4 Stunden nicht überschreiten.

Warnhinweise:

Nicht zu fest anlegen.

Sicherstellen, dass die Haut vor der Anwendung gereinigt wurde.

Verwenden Sie das Band nicht, wenn die Verpackung beschädigt oder durch Feuchtigkeit und Schimmel beeinträchtigt ist.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn irgendwelche Reaktionen auftreten.

Nicht über 25°C aufbewahren. Zum Schutz vor Licht in der Originalverpackung aufbewahren.

SV

Avsedd användning:

PROFCARE Stretch soft tejp används av idrottare för att stödja olika kroppsdelar.

Tejpen är en självhäftande kompressionsbinda

Tejpen är självhäftande mot huden och ger ett elastiskt stöd.

Den ska endast användas på huden.

Den är avsedd för kortvarigt engångsbruk och är icke-steril.

Tiden för användning bör inte överstiga 3-4 timmar.

Varningar och kontraindikationer:

Använd inte tejpen om du är allergisk eller överkänslig mot någon av beståndsdelarna.

Kontraindikationer:

Användning av produkten är kontraindicerad när:

- huden är trasig
 - det finns svullnad där tejpen appliceras
 - fäst inte direkt på såret
 - användningens varaktighet bör inte överstiga 3-4 timmar
 - huden måste rengöras före användning.
 - får inte användas om användaren har kända allergier mot gummi
- Tiden för användning bör inte överstiga 3-4 timmar.

Varningar:

Applicera inte för hårt.

Se till att huden rengörs före appliceringen.

Använd inte tejpen om förpackningen är skadad eller har påverkat av fukt och mögel.

Kontakta din läkare om du upplever någon reaktion.

Förvara inte över 25 grader Celsius. Förvara i originalförpackningen för att skydda mot ljus.

FR

Usage prévu :

La bande élastique PROFCARE qui s'utilise pour toutes les parties du corps, est conçue pour apporter un soutien aux athlètes.

La bande est une bande adhésive de compression.

La bande est adhésive sur la peau et offre un soutien élastique.

S'utilise exclusivement sur la peau.

Dispositif non stérile, qui ne s'utilise qu'une fois et pendant une courte durée.

Le temps d'utilisation ne doit pas dépasser 3 à 4 heures.

Avertissements et contre-indications :

N'utilisez pas la bande si vous souffrez d'allergies ou si vous êtes sensible à certains composants.

Contre-indications :

L'utilisation du produit est contre-indiquée dans les cas suivants :

- La peau est abîmée
 - Le site d'application est gonflé
 - Ne pas coller directement sur la plaie
- Le temps d'utilisation ne doit pas dépasser 3 à 4 heures.

- La peau doit être nettoyée avant utilisation.

- les allergies au caoutchouc sont connues

Le temps d'utilisation ne doit pas dépasser 3 à 4 heures.

Avertissements :

Ne pas appliquer trop serré.

Veillez à ce que la peau soit propre avant l'application

Ne pas utiliser la bande si l'emballage est endommagé ou affecté par l'humidité et la moisissure.

En cas de réaction, consultez votre médecin.

Conserver à moins de 25 degrés. Conserver le produit dans son emballage d'origine et à l'abri de la lumière du soleil.

ES

Uso previsto:

La banda suave PROF CARE Stretch se ha diseñado para atletas/deportistas como apoyo para partes del cuerpo.

Se trata de una cinta adhesiva de vendaje de compresión.

La cinta se adhiere a la piel y ofrece un soporte elástico.

Uso exclusivo sobre la piel.

Este dispositivo no estéril es para un solo uso a corto plazo.

El tiempo de uso no debe exceder 3-4 horas

Advertencias y contraindicaciones:

No utilice la cinta si presenta alergia o sensibilidad a alguno de los ingredientes.

Contraindicaciones:

El uso del producto está contraindicado si:

- la piel está lesionada

- hay hinchazón en el lugar de aplicación

- no se pega directamente a la herida.

- el tiempo de uso no debe exceder 3-4 horas

- la piel debe limpiarse antes de aplicar la banda.

- se conocen alergias al caucho

El tiempo de uso no debe exceder 3-4 horas

Advertencias:

No apretar excesivamente.

Asegurarse de limpiar la piel antes de aplicar la banda.

No utilice la cinta si el embalaje está dañado o se ve afectado por humedad y moho.

Si experimenta alguna reacción, acuda al médico.

No almacenar por encima de 25°C. Guardar en su embalaje original para protegerlo de la luz.

CZ

Zamýšlené použití:

Měkká páska PROF CARE Stretch je určena k podepření částí těla sportovců.

Páska je adhezivní kompresní obvaz.

Páska je přilnavá k pokožce a poskytuje elastickou oporu.

Používejte pouze na pokožku.

Je určeno k jednorázovému krátkodobému použití a je nesterilní.

Doba použití by neměla překročit 3–4 hodiny.

Varování a kontraindikace:

Pásku nepoužívejte, pokud jste alergičtí nebo citliví na některé z jejích složek.

Kontraindikace:

Použití výrobku je kontraindikováno v následujících případech:

– pokožka je poškozená

– v místě aplikace dochází k otoku

– nelepte přímo na ránu

– doba použití by neměla překročit 3-4 hodiny

– před použitím je třeba pokožku očistit.

– známé alergie na pryž

Doba použití by neměla překročit 3–4 hodiny.

Upozornění:

Příliš nenapínejte.

Ujistěte se, že pokožka je před aplikací očištěná.

Pásku nepoužívejte, pokud je obal poškozený nebo je na něm vlhkost či plíseň.

Pokud se u vás vyskytne jakákoliv reakce, obraťte se na svého poskytovatele zdravotní péče.

Neskladujte při teplotách nad 25 stupňů Celsia. Chraňte před světlem a uchovávejte v originálním obalu.

PL

Przeznaczenie:

Taśma PROF CARE Stretch soft wspiera części ciała sportowców. Taśma jest przyklepną taśmą kompresyjną Taśma jest przyklejona do skóry i zapewnia elastyczne podparcie.

Przeznaczone wyłącznie do stosowania na skórę.

Do jednorazowego, krótkotrwałego użytku. Produkt niesterylny.

Czas stosowania nie powinien przekraczać 3-4 godzin.

Ostrzeżenia i przeciwwskazania:

Nie używaj taśmy, jeśli masz alergię lub jesteś wrażliwy na niektóre składniki.

Przeciwwskazania:

Stosowanie produktu jest przeciwwskazane w następujących przypadkach:

– uraz skórny

– opuchnięcie w miejscu zastosowania

– nie przyklejać bezpośrednio na ranę

– czas stosowania nie powinien przekraczać 3-4 godzin

– skórę należy oczyścić przed użyciem

– znane są alergie na gumę

Czas stosowania nie powinien przekraczać 3-4 godzin.

Ostrzeżenia:

Nie owijaj zbyt mocno.

Przed zastosowaniem upewnić się, że skóra jest oczyszczona.

Nie używać taśmy, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub uszkodzone przez wilgoć lub pleśń.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek takiej reakcji należy skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

PT

Utilização a que se Destina:

A fita macia PROF CARE Stretch destina-se a ser usada para suportar zonas do corpo de praticantes de desporto.

A fita é uma fita adesiva de ligadura de compressão

A fita é adesiva à pele e proporciona um suporte elástico.

Destina-se a ser usada apenas na pele.

Destina-se a ser usada uma única vez e por pouco tempo e é um dispositivo não estéril.

A utilização não deve exceder 3 a 4 horas.

Advertências e contraindicações:

Não utilize a fita se tiver alergias ou sensibilidade a alguns dos ingredientes.

Contraindicações:

A utilização do produto é contraindicada quando:

- a pele está ferida

- existe inchaço no local da aplicação

- não aplique diretamente na ferida

- a utilização não deve exceder 3 a 4 horas.

- a pele tem de ser limpa antes da utilização.

- alergias à borracha são conhecidas

A utilização não deve exceder 3 a 4 horas.

Advertências:

Não aplique demasiadamente apertada.

Certifique-se de que a pele é limpa antes da aplicação

Não utilize a fita se a embalagem estiver danificada ou afetada por humidade e calor.

Consulte o seu prestador de cuidados de saúde se sentir alguma reação.

Não guarde a uma temperatura superior a 25 graus Celsius. Guarde na embalagem original para proteger da luz.

HU

Rendeltetés szerű felhasználás:

A PROF CARE Stretch lágy szalag a sportolók testrészeinek megtámasztására szolgál.

A szalag öntapadó kompressziós kötszer.

A szalag a bőrhöz tapad, és rugalmas támaszt biztosít.

Kizárólag bőrön történő használatra.

Rövid távon, egyszer használatos, nem steril eszköz.

A használati idő nem haladhatja meg a 3–4 órát.

Figyelmeztetések és ellenjavallatok:

Ne használja a ragasztószalagot, ha allergiás vagy érzékeny az összetevők valamelyikére.

Ellenjavallatok:

A termék használata ellenjavallt, ha:

- a bőr sérült

- duzzanat van az alkalmazás helyén

- ne ragassza közvetlenül a sebre

- a használat időtartama nem haladhatja meg a 3–4 órát

- használat előtt a bőrt meg kell tisztítani

- gumival szembeni ismert allergia

A használati idő nem haladhatja meg a 3–4 órát.

Figyelmeztetés:

Ne húzza túl feszesre.

Használat előtt gondoskodjon a bőr megtisztításáról.

Ne használja a ragasztószalagot, ha a csomagolás sérült, vagy ha nedves és penészes.

Ha bármilyen elváltozást tapasztal, forduljon orvoshoz.

Ne tárolja 25 Celsius fok felett. Az eredeti csomagolásban, fénytől védve tárolja.