

# SELECT

PROFCARE



## PROFCARE SUPREME TAPE

Style no. 720103 / 720104

### Material:

Fabric: 100% woven rayon  
Glue: 50% Synthetic rubber, 30% Zinc oxide, 20% Resin



Medical Device Class I, Rule 1, for non-sterile and noninvasive devices for short term use, by the European Medical Device Regulatory 2017/745.

Basic UDI-DI: 5703543U1003L6

Made in China

For further information and inquiries regarding this product, please contact SELECT SPORT A/S

Version: 01.01.2025



+45 43 96 96 66 - select@select.dk

SELECT-SPORT.COM

DA

### Anvendelse:

PROFCARE Supreme tape er beregnet til at støtte dele af kroppen hos atleter.  
Den er beregnet til at forebygge skader eller forværring af gamle skader, idet den stabiliserer dele af kroppen hos atleter.  
Til forebyggelse og behandling af skader gennem immobilisering.  
Denne tape er ikke elastisk.  
Den er kun beregnet til brug på huden.  
Den er til kortvarig og enkeltstående brug, og den er ikke steril.

### Brugsanvisning:

Fikser den øverste del af tapen. Hold træknet konstant under den første omgang. Lad den næste omgang overlape den første omgang med en halv bredde. For at sikre god klæbeevne skal den sidste omgang dække den foregående omgang helt. Hold et konstant tryk med håndfladen i nogle sekunder på enden af tapen. Huden skal renses inden brug. Må ikke anvendes i mere end 3-4 timer.

### Advarsler og kontraindikationer:

Klæb ikke direkte på såret  
Kontraindikationer:  
Der er kontraindikation for brugen af produktet, hvis:  
- der er gået hul på huden  
- anvendelsesområdet er hævet  
- brugeren har kendte allergier over for gummi  
- produktet indeholder kolofonium

### Advarsler:

Tapen må ikke påføres for stramt.  
Må ikke opbevares under forhold over 25 °C. Opbevares i den oprindelige emballage for at beskytte den mod sollys.  
Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget eller påvirket af fugt og skimmel.  
Sørg for at rense huden inden brug.  
Symptomer på overeksponering for akrylsyre kan være rødmen eller misfarvning, hævelse, kløe, en brændende fornemmelse eller blæredannelse.  
Kontakt din læge, hvis du oplever reaktioner.

NO

### Bruksområde:

PROFCARE Supreme tape er ment å brukes til å støtte kroppsdelene hos idrettsutøvere.  
Skal forhindre personskaade eller tilbakevendende skade igjen ved å stabilisere kroppsdelene hos idrettsutøvere.  
For å forhindre og behandle skader ved immobilisering.  
Dette er en ikke-elastisk tape.  
Kun til bruk på huden.  
For engangs, kortvarig bruk og er et ikke-sterilt produkt.

### Brugsanvisning:

Fest toppen av tapen. Hold konstant trekraft i den første runden. Overlapp neste runde med en halv bredde oppå den første runden. Sikre god klebrighet ved å la den siste runde dekke forrige runde helt. Hold et konstant trykk med håndflaten i noen sekunder på enden av tapen. Huden skal rengjøres før bruk. Brukstiden bør ikke overskride 3-4 timer.

### Advarsler og kontradiksjoner:

Ikke fest direkte på såret  
Kontraindikasjoner:  
Bruk av produktet er kontraindisert når:  
- huden er skadet  
- påførsingsstedet er hevet  
- brukeren har kjent allergi mot gummi  
- produktet inneholder kolofonium

### Advarsel:

Påføres ikke for stramt.  
Må ikke oppbevares over 25 °C. Oppbevares i original emballasje for å beskyttes mot sollys.  
Må ikke brukes hvis pakningen er skadet eller påvirket av fukt og mugg.  
Forsikre deg om at huden er rengjort før påføring.  
Symptomer på overeksponering av akrylsyre kan omfatte rødhet eller misfarging, hevelse, kløe, svie eller blemmer.  
Rådfor deg med helsepersonell hvis du opplever noen reaksjon.

EN

### Intended use:

The PROFCARE Supreme tape is intended to be used to support the body parts of sports athletes.  
Is intended to prevent injury or reinjury by stabilizing body parts in sports athletes.  
To prevent and treat injuries by immobilization.  
This is a non-elastic tape.  
It is for use on the skin only.  
It is for single, short-term use and is a non-sterile device.

### Instructions for use:

Fix the top of the tape. Keep a constant traction for the first circle. Overlap the next circle with half width on the first circle. To assure good stickiness, let the final circle fully cover the previous circle. Keep a constant pressure with the palm for a few second on the end of the tape. Skin needs to be cleaned before use. Duration of use should not exceed 3-4 hours.

### Warnings and contraindications:

Do not stick on the wound directly  
Contraindications:  
Use of the product is contraindicated when:  
- the skin is broken  
- there is swelling at the application site  
- the user has known allergies to rubber  
- the product contains Rosin

### Warnings:

Do not apply too tight.  
Do not store above 25 degrees Celsius. Store in original packaging to protect from sun light.  
Do not use it if the packaging is damaged or affected with damp and mildew.  
Ensure that the skin is cleaned before application.  
Symptoms of overexposure of the acrylic acid may include redness or discoloration, swelling, itching, burning, or blistering.  
Consult your Health Care Provider if you experience any reaction.

DE

### Verwendungszweck:

Das PROFCARE Supreme Tape ist vorgesehen, um Körperteile von Sportlern zu unterstützen.  
Es soll Verletzungen und Wiederverletzungen vermeiden, indem es Körperteile von Sportlern stabilisiert.  
Zur Vermeidung und Behandlung von Verletzungen durch Immobilisierung Dies ist ein nicht-elastisches Klebeband.  
Ausschließlich für die Verwendung auf der Haut.  
Es handelt sich um ein nicht-steriles Produkt für die einmalige, kurzzeitige Verwendung.

### Gebrauchsanweisung:

Die Oberseite des Klebebandes fixieren. Eine durchgehende Zugkraft für den ersten Kreis halten. Den folgenden Kreis mit der halben Breite auf den ersten Kreis überlappen lassen. Zur Sicherstellung einer guten Klebekraft, den vorherigen Kreis mit dem abschließenden Kreis überziehen lassen. Einige Sekunden lang mit einem konstanten Druck mit der Handfläche am Ende des Klebebandes drücken. Die Haut muss vor der Verwendung gereinigt werden. Die Verwendungsdauer sollte 3-4 Stunden nicht überschreiten.

### Warnhinweise und Kontraindikationen:

Nicht direkt auf die Wunde kleben  
Kontraindikationen:  
Die Verwendung des Produktes ist kontraindiziert, wenn:  
- die Haut verletzt ist  
- an der Verwendungstelle eine Schwellung ist  
- bekannt ist, dass der Benutzer eine Latexallergie hat  
- das Produkt Harz enthält

### Warnhinweise:

Nicht zu fest anlegen.  
Nicht über 25 °C aufbewahren. Zum Schutz vor Sonnenlicht in der Originalverpackung aufbewahren.  
Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder durch Feuchtigkeit und Schimmel beeinträchtigt ist.  
Sicherstellen, dass die Haut vor der Anwendung gereinigt wurde. Zu den Symptomen einer übermäßigen Exposition gegenüber Acrylsäure zählen Rötung oder Verfärbung, Schwellung, Juckreiz, Brennen oder Blasenbildung.  
Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn irgendwelche Reaktionen auftreten.

SV

### Avsedd användning:

PROFCARE Supreme-tejpen används för att ge stöd åt kroppsdelarna hos idrottare.  
Avsedd för att förhindra skador genom att stabilisera idrottarens kroppsdelar.  
Förebygger och behandlar skador genom immobilisering.  
Detta är en oelastisk tejp.  
Den ska endast användas på huden.  
Den är avsedd för kortvarigt engångsbruk och är icke-steril.

### Bruksanvisning:

Sätt fast toppen av tejp. Håll tejp spänd under hela första varvet. Överlappa nästa varv med hälften av första cirkeln i bredd. För att säkerställa god vidhäftning ska sista varvet helt täcka föregående varv. Håll konstant tryck med handflatan i några sekunder på tejpens ände. Huden måste rengöras före användning. Tiden för användning bör inte överstiga 3-4 timmar.

### Varningar och kontraindikationer:

Fäst inte direkt på såret  
Kontraindikationer:  
Användning av produkten är kontraindicerad när:  
- huden är trasig  
- det finns svullnad där tejp appliceras  
- användaren är allergisk mot gummi  
- produkten innehåller rosin

### Varningar:

Applicera inte för hårt.  
Förvara inte över 25 grader Celsius. Förvara i originalförpackningen för att skydda mot solljus.  
Använd inte produkten om förpackningen är skadad eller har påverkats av fukt eller mögel.  
Se till att huden rengörs före appliceringen.  
Symtom på överexponering av akrylsyran kan inkludera rodnad eller missfärgning, svullnad, klåda, brännande känsla eller blåsor.  
Kontakta din läkare om du upplever någon reaktion.

FR

### Usage prévu :

La bande PROFCARE Supreme qui s'utilise pour toutes les parties du corps, est conçue pour apporter un soutien aux athlètes. Elle permet d'éviter les blessures ou les rechutes en stabilisant les différents parties du corps.  
Pour prévenir et traiter les blessures par immobilisation Il ne s'agit pas d'une bande élastique.  
S'utilise exclusivement sur la peau.  
Dispositif non stérile, qui ne s'utilise qu'une fois et pendant une courte durée.

### Mode d'emploi :

Fixez le haut de la bande. Appliquez une traction constante au premier tour. Chevauchement d'une demi-largeur au deuxième tour. Pour favoriser l'adhérence, le dernier tour doit complètement couvrir le cercle précédent. Appliquez une pression constante au bout de la bande avec la paume, pendant quelques secondes. La peau doit être nettoyée avant utilisation. Le temps d'utilisation ne doit pas dépasser 3 à 4 heures.

### Avertissements et contre-indications :

Ne pas coller directement sur la plaie  
Contre-indications :  
L'utilisation du produit est contre-indiquée dans les cas suivants :  
- La peau est abîmée  
- Le site d'application est gonflé  
- L'utilisateur est allergique au caoutchouc  
- Le produit contient de la colophane

### Avertissements :

Ne pas appliquer trop serré.  
Conserver à moins de 25 degrés. Conserver le produit dans son emballage d'origine pour le protéger de la lumière du soleil  
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou affecté par l'humidité et la moisissure.  
Veillez à ce que la peau soit propre avant l'application  
Les symptômes de surexposition à l'acide acrylique peuvent inclure des rougeurs ou une décoloration, un gonflement, des démangeaisons, une brûlure ou la formation d'une ampoule.  
En cas de réaction, consultez votre médecin.

## ES

**Uso previsto:**

La banda PROF CARE Supreme se ha diseñado para atletas/deportistas como apoyo para partes del cuerpo. Se ha diseñado para prevenir lesiones o volver a lesionarse mediante la estabilización de partes del cuerpo de atletas/deportistas.

Para prevenir y tratar lesiones mediante inmovilización.

Esta es una banda no elástica.

Uso exclusivo sobre la piel.

Este dispositivo no estéril es para un solo uso a corto plazo.

**Instrucciones de uso:**

Fijar un extremo de la banda. Mantener una tracción constante durante la primera vuelta. Superponer la siguiente vuelta sobre la primera con la mitad de la anchura. Para garantizar una adherencia óptima, aplicar la última vuelta de modo que cubra completamente la vuelta anterior. Mantener una presión constante con la palma de la mano durante unos segundos en el extremo de la cinta. La piel debe limpiarse antes de aplicar la banda. El tiempo de uso no debe exceder 3-4 horas.

**Advertencias y contraindicaciones:**

No debe adherirse directamente a la herida.

Contraindicaciones:

El uso del producto está contraindicado si:

- la piel está lesionada

- hay hinchazón en el lugar de aplicación

- el usuario tiene alergias conocidas al caucho

- el producto contiene Rosin

**Advertencias:**

No apretar excesivamente.

No almacenar por encima de 25°C. Guardar en su embalaje original para protegerla de la luz solar.

No lo utilice si el embalaje está dañado o se ve afectado por humedad y moho.

Asegurarse de limpiar la piel antes de aplicar la banda.

Entre los síntomas de sobreexposición al ácido acrílico se pueden incluir el enrojecimiento o la decoloración, la hinchazón, la pica-zón, la quemazón o la aparición de ampollas.

Si experimenta alguna reacción, acuda al médico.

## PL

**Przeznaczenie:**

Taśma PROF CARE Supreme wspiera części ciała sportowców. Jej zadaniem jest zapobieganie kontuzjom lub ponownym kontuzjom poprzez stabilizowanie części ciała u sportowców.

Zapobiega kontuzjom i leczy je poprzez odpowiednie unieruchomienie.

To nie jest taśma elastyczna.

Przeznaczone wyłącznie do stosowania na skórę.

Do jednorazowego, krótkotrwałego użytku. Produkt niesterylny.

**Instrukcja użytkowania:**

Przyklej górną część taśmy. Utrzymuj stałą przyczepność podczas pierwszego owinięcia. Owiń kolejną warstwę taśmy tak, aby była przesunięta o połowę długości względem pierwszej warstwy. Aby uzyskać dobrą przyczepność, ostatnia warstwa powinna całkowicie zakrywać pierwszą. Utrzymaj stały nacisk dłońią przez kilka sekund na końcu taśmy. Skórę należy oczyścić przed użyciem taśmy. Czas stosowania nie powinien przekraczać 3-4 godzin.

**Ostrzeżenia i przeciwwskazania:**

Nie przyklejać bezpośrednio do rany

Przeciwwskazania:

Stosowanie produktu jest przeciwwskazane w następujących przypadkach:

– uraz skóry

– opuchnięcie w miejscu zastosowania

– alergia na gumę u użytkownika

– produkt zawiera żywicę

**Ostrzeżenia:**

Nie owijaj zbyt mocno.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem słonecznym.

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub uszkodzone przez wilgoć lub pleśń.

Przed zastosowaniem upewnić się, że skóra jest oczyszczona.

Objawy nadmiernego narażenia na działanie kwasu akrylowego mogą obejmować zaczerwienienie lub odbarwienie, obrzęk, swędzenie, pieczenie i pęcherze.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek takiej reakcji należy skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu.

## PT

**Utilização a que se Destina:**

A Fita PROF CARE Supreme destina-se a ser usada para suportar zonas do corpo de praticantes de desporto.

Destina-se a prevenir lesões ou a reincidência de lesões, estabilizando zonas do corpo de praticantes de desporto.

Para prevenir e tratar lesões por imobilização

Trata-se de uma fita não elástica.

Destina-se a ser usada apenas na pele.

Destina-se a ser usada uma única vez e por pouco tempo e é um dispositivo não estéril.

**Instruções de utilização:**

Fixe a extremidade superior da fita. Mantenha uma tração constante na primeira volta. Sobreponha a seguinte volta com metade da largura na primeira volta. Para garantir uma boa aderência, a última volta deve cobrir totalmente a volta anterior. Mantenha uma pressão constante com a palma da mão durante alguns segundos na extremidade da fita. A pele tem de ser limpa antes da utilização. A utilização não deve exceder 3 a 4 horas.

**Advertências e contraindicações:**

Não aplique diretamente na ferida

Contraindicações:

A utilização do produto é contraindicada quando:

- a pele está ferida

- existe inchaço no local da aplicação

- o utilizador tem alergias conhecidas à borracha

- o produto contém resina

**Advertências:**

Não aplique demasiadamente apertada.

Não guarde a uma temperatura superior a 25 graus Celsius. Guarde na embalagem original para proteger da luz solar.

Não o utilize se a embalagem estiver danificada ou afetada por humidade e bolor.

Certifique-se de que a pele é limpa antes da aplicação

Os sintomas de sobre-exposição do ácido acrílico podem incluir vermelhidão ou descoloração, inchaço, comichão, queimadura ou empolamento.

Consulte o seu prestador de cuidados de saúde se sentir alguma reação.

## HU

**Rendeltetéseszerű felhasználás:**

A PROF CARE Supreme szalag sportolók testrészeinek megtámasztására szolgál.

Sportolók testrészeinek stabilizálásával a sérülések és az újbóli sérülések megelőzésére szolgál.

Rögzítéssel szolgál a sérülések megelőzésére és kezelésére.

Nem rugalmas szalag.

Kizárólag bőrön történő használatra.

Rövid távon, egyszer használatos, nem steril eszköz.

**Használati utasítás:**

A szalag tetejét rögzítse. Az első körnél állandó húzással feszítse. A következő kört az első kör fél szélességével fedje át. A jó tapadás érdekében hagyja, hogy az utolsó kör teljesen lefedje az előző kört. A szalag végén tartson állandó nyomást a tenyerével néhány másodpercig. Használat előtt a bőrt meg kell tisztítani. A használati idő nem haladhatja meg a 3–4 órát.

**Figyelmeztetések és ellenjavallatok:**

Ne ragassza közvetlenül a sebre.

Ellenjavallatok:

A termék használata ellenjavallt, ha:

- a bőr sérült

- duzzanat van az alkalmazás helyén

- a felhasználónak gumival szembeni ismert allergiája van

- a termék gyantát tartalmaz

**Figyelmeztetés:**

Ne húzza túl feszesre.

Ne tárolja 25 Celsius fok felett. Az eredeti csomagolásban, napfénytől védve tárolandó.

Ne használja, ha a csomagolás sérült, vagy nedves és penészes.

Használat előtt gondoskodjon a bőr megtisztításáról.

Az akrilsavnak való túlzott kitettség tünetei közé tartozik a vörösség vagy elszíneződés, a duzzanat, a viszketés, az égési sérülés vagy a hólyagosodás.

Ha bármilyen elváltozást tapasztal, forduljon orvoshoz.

## CZ

**Zamyšlené použití:**

Páska PROF CARE Supreme je určena k podepření částí těla sportovců.

Slouží k prevenci poranění nebo opakovaného poranění stabilizací částí těla sportovců.

Prevence a léčba zranění znehýbněním.

Jedná se o neelastickou pásku.

Používejte pouze na pokožku.

Je určeno k jednorázovému krátkodobému použití a je nesterilní.

**Návod k použití:**

Upevněte horní část pásky. Během prvního obtočení udržujte konstantní tah. Překryjte další kruh poloviční šířkou na prvním obtočení. Aby byla zajištěna dobrá přilnavost, nechte poslední kruh zcela zakryt předchozí obtočení. Po dobu několika sekund udržujte konstantní tlak dlaní na konec pásky. Před použitím je třeba pokožku očistit. Doba použití by neměla překročit 3–4 hodiny.

**Varování a kontraindikace:**

Nelepte přímo na ránu.

**Kontraindikace:**

Použití výrobku je kontraindikováno v následujících případech:

– pokožka je poškozená

– v místě aplikace dochází k otoku

– uživatel má známé alergie na pryž

– výrobek obsahuje kalafunu

**Upozornění:**

Příliš nenapínejte.

Neskladujte při teplotách nad 25 stupňů Celsia. Chraňte před slunečním zářením a uchovávejte v originálním obalu.

Nepoužívejte, pokud je obal poškozený nebo je na něm vlhkost či plíseň.

Ujistěte se, že pokožka je před aplikací očištěná.

Příznaky nadměrného působení kyseliny akrylové mohou zahrnovat zarudnutí nebo změnu barvy, otok, svědění, pálení nebo tvorbu puchýřů.

Pokud se u vás vyskytne jakákoliv reakce, obraťte se na svého poskytovatele zdravotní péče.