

SELECT PROFCARE



PROFCARE ELASTIC BANDAGE

Style no. 720092 / 720093

Material:

Fabric: 70% Wrap knitted DTY, 30% Natural rubber
Steel clipse: 78% Aluminium, 12% rubber, 10% Polyester



Caution: This Product Contains
Natural Rubber Latex Which May
Cause Allergic Reactions.



Medical Device Class I, Rule 1, for non-sterile and noninvasive devices for short term use, by the European Medical Device Regulative 2017/745.

Basic UDI-DI: 5703543U1014LB

For further information and inquiries regarding this product, please contact SELECT SPORT A/S

Version: 01.01.2025

SELECT SPORT A/S
Fabriksparken 46
DK-2600 Glostrup



+45 43 96 96 66 - select@select.dk

SELECT-SPORT.COM

DA

Anvendelse:

PROFCARE Elastic Bandage er beregnet til at blive anvendt som støtte og aflastning ved forstuvninger og forvridninger af anklerner. Kompression og støtte af muskler og led. Den er kun beregnet til brug på huden. Den må ikke anvendes i mere end 3-4 timer. PROFCARE-kompressionsbandage består af et beige, elastisk strikstof, der kan strækkes ca. 180 %. Bandagerne kan vaskes ved 40°C. Leveres med 2 fastgørelsesclips. Efter gentagen brug mister bandagen noget af sin elasticitet og støtteeffekt. Efter vask bliver bandagen elastisk igen. Undlad at bruge bandagen om natten.

Advarsler og kontraindikationer:

Brug ikke bandagen, hvis du har allergi eller er overfølsom over for nogle af indholdsstofferne

Kontraindikationer:

Der er kontraindikation for brugen af produktet, hvis:

- der er gået hul på huden
- klæb ikke direkte på såret
- må ikke anvendes i mere end 3-4 timer.

Advarsler:

Må ikke påføres for stramt
Anvendes ikke, hvis brugeren har kendte allergier over for gummi
Brug ikke tapen, hvis emballagen er beskadiget eller påvirket af fugt og skimmel.
Kontakt din læge, hvis du oplever reaktioner
Må ikke opbevares under forhold over 25°C. Opbevares i den opdelte emballage for at beskytte det mod solly.

NO

Bruksområde:

PROFCARE Elastic Bandage er ment til bruk som støtte og lindring ved forstuinger og overtråkk i ankelen. Kompresjon og støtte av muskler og ledd. Kun til bruk på huden. Brukstiden bør ikke overstige 3-4 timer. PROFCARE Elastic Bandage består av et beige elastisk omslagsstoff som kan strekkes ca. 180%. Bandasjene kan vaskes på 40 grader celsius. Leveres med 2 festeklips. Etter gjentatt bruk mister bandasjen noe av sin elastisitet og støtteeffekt. Bindingen blir elastisk igjen når den vaskes. Ikke bruk bandasjen om natten.

Advarsler og kontradiksjoner:

Ikke bruk bandasjen hvis du har allergier eller er følsom overfor noen av ingrediensene
Kontraindikasjoner:
Bruk av produktet er kontraindisert når:
- huden er sprukket hud
- Ikke fest direkte på såret
- brukstiden bør ikke overstige 3-4 timer
Advarsel:
Påføres ikke for stramt
Ikke bruk den hvis brukeren har kjent allergi mot gummi
Ikke bruk tapen hvis emballasjen er skadet eller påvirket av fukt og mugg.
Rådfor deg med helsepersonell hvis du opplever noen reaksjon
Må ikke oppbevares over 25°C. Oppbevares i original emballasje for å beskyttes mot solly

EN

Intended use:

The PROFCARE Elastic Bandage is intended to be used as support and relief for ankle sprains and distortions. Compression and support of muscles and joints. It is for use on the skin only. Duration of use should not exceed 3-4 hours. PROFCARE Elastic Bandage consists of a beige wrap knit elastic fabric, which can be stretched approx. 180%. The bandages can be washed at 40 degrees Celsius. Comes with 2 fastening clips. After repeated use, the binding loses some of its elasticity and supportive effect. When washed, the binding becomes resilient again. Do not wear the bandage at night.

Warnings and contraindications:

Do not use the bandage if you have allergies or are sensitive to some of the ingredients

Contraindications:

Use of the product is contraindicated when:

- the skin is broken skin
- Do not stick on the wound directly
- the user Duration of use should not exceed 3-4 hours

Warnings:

Do not apply too tight
Do not use if the user has known allergies to rubber
Do not use the tape if the packaging is damaged or affected with damp and mildew.
Consult your Health Care Provider if you experience any reaction
Do not store above 25 degrees Celsius. Store in original packaging to protect from light.

DE

Verwendungszweck:

Die PROFCARE Elastic Bandage dient zur Unterstützung und Linderung von Verstauchungen und Verzerrungen des Knöchels. Druck und Unterstützung des Muskels und der Gelenke. Ausschließlich für die Verwendung auf der Haut. Die Verwendungsdauer sollte 3-4 Stunden nicht überschreiten. PROFCARE Elastic Bandage besteht aus einer beigefarbenen elastischen Strickbinde, die um ca. 180 % gedehnt werden kann. Die Binde können bei 40°C gewaschen werden. Inkl. 2 Befestigungsclips. Nach wiederholtem Gebrauch verliert die Binde etwas an Elastizität und unterstützender Wirkung. Nach dem Waschen ist die Binde wieder belastbar. Die Binde nicht nachts tragen.

Warnhinweise und Kontraindikationen:

Verwenden Sie die Binde nicht, wenn Sie Allergien haben oder empfindlich auf einige Inhaltsstoffe reagieren.

Kontraindikationen:

Die Verwendung des Produktes ist kontraindiziert, wenn:

- die Haut verletzt ist
- Nicht direkt auf die Wunde kleben.
- Die Verwendungsdauer sollte 3-4 Stunden nicht überschreiten.

Warnhinweise:

Nicht zu fest anlegen.
Nicht verwenden, wenn bekannt ist, dass der Benutzer eine Latexallergie hat.
Verwenden Sie das Band nicht, wenn die Verpackung beschädigt oder durch Feuchtigkeit und Schimmel beeinträchtigt ist.
Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn irgendwelche Reaktionen auftreten.
Nicht über 25°C aufbewahren. Zum Schutz vor Licht in der Originalverpackung aufbewahren.

SV

Avsedd användning:

PROFCARE Elastic Bandage är avsett att användas som stöd och avlastning vid vrickningar och stukningar i fotleden. Kompression och stöd för muskler och leder. Den ska endast användas på huden. Tiden för användning bör inte överstiga 3-4 timmar. PROFCARE Elastic Bandage består av ett beige omlottsticket elastiskt tyg som kan sträckas ut ungefär 180 %. Bandaget kan tvättas i 40 grader. Levereras med 2 fästklämmor. Vid upprepad användning förlorar bandaget en del av elasticiteten och den stödjande effekten. Efter tvättning får bandaget tillbaka sin elasticitet. Använd inte bandaget på natten.

Varningar och kontraindikationer:

Använd inte bandaget om du är allergisk eller överkänslig mot någon av beståndsdelarna

Kontraindikationer:

Användning av produkten är kontraindicerad när:

- huden är trasig
- applicera inte direkt mot ett sår
- användningens varaktighet bör inte överstiga 3-4 timmar

Varningar:

Applicera inte för hårt
Använd inte om användaren är allergisk mot gummi
Använd inte tejen om förpackningen är skadad eller har påverkats av fukt och mögel.
Kontakta din läkare om du upplever någon reaktion
Förvara inte över 25 grader Celsius. Förvara i originalförpackningen för att skydda mot ljus.

FR

Usage prévu :

PROFCARE Elastic Bandage est conçue pour soutenir et soulager les entorses et les déformations de la cheville. Pour le soutien et la compression des muscles et des articulations. S'utilise exclusivement sur la peau. Le temps d'utilisation ne doit pas dépasser 3 à 4 heures. La bande élastique PROFCARE est composée d'un tissu élastique en tricot de couleur beige, extensible à environ 180 %. Les bandes peuvent être lavées à 40 degrés Celsius. Livrée avec 2 clips de fixation. Lorsqu'elle est très utilisée, la bande perd un peu de son élasticité et de son effet de contention. Une fois lavé, la bande redevient élastique. Ne portez pas la bande pendant la nuit.

Avertissements et contre-indications :

N'utilisez pas la bande si vous souffrez d'allergies ou si vous êtes sensible à certains composants.

Contre-indications :

L'utilisation du produit est contre-indiquée dans les cas suivants :

- La peau est abîmée
- Ne pas coller directement sur la plaie
- Le temps d'utilisation ne doit pas dépasser 13 à 4 heures.

Avertissements :

Ne pas appliquer trop serré
Ne pas utiliser si l'utilisateur est allergique au caoutchouc
Ne pas utiliser la bande si l'emballage est endommagé ou affecté par l'humidité et la moisissure.
En cas de réaction, consultez votre médecin.
Conservé à moins de 25 degrés. Conserver le produit dans son emballage d'origine et à l'abri de la lumière.

ES

Uso previsto:

El vendaje elástico PROF CARE Elastic Bandage está diseñado para utilizarse como soporte y alivio de esguinces y distorsiones de tobillo. Se utiliza para ofrecer compresión y apoyo a músculos y articulaciones.

Uso exclusivo sobre la piel.

El tiempo de uso no debe exceder 3-4 horas

PROF CARE Elastic Bandage consta de un tejido elástico de punto cruzado beige que se puede estirar aprox. 180 %.

Los vendajes se pueden lavar a 40 grados Celsius.

Viene con 2 clips de sujeción.

La venda pierde parte de su elasticidad y efecto de apoyo cuando se ha utilizado repetidamente. No obstante, esta se recupera tras el lavado.

No usar la venda por la noche.

Advertencias y contraindicaciones:

No utilice el vendaje si presenta alergia o sensibilidad a alguno de los ingredientes.

Contraindicaciones:

El uso del producto está contraindicado si:

- la piel está lesionada

- La venda no debe pegarse directamente a la herida.

El tiempo de uso no debe exceder 3-4 horas

Advertencias:

No apretar excesivamente

No utilizar en caso de que el usuario tenga alergias conocidas al caucho No utilice la cinta si el embalaje está dañado o se ve afectado por humedad y moho.

Si experimenta alguna reacción, acuda al médico.

No almacenar por encima de 25°C. Guardar en su embalaje original para protegerlo de la luz.

CZ

Zamýšlené použití:

Elastický obvaz PROF CARE Elastic Bandage je určen k použití jako podpěra a úleva při pohmožděninách a deformitách kotníku. Kompresí a podpora svalů a kloubů.

Používejte pouze na pokožku.

Doba použití by neměla překročit 3–4 hodiny.

Elastický obvaz PROF CARE Elastic Bandage se skládá z béžové pletené elastické tkaniny, kterou lze natáhnout přibližně na 180 %.

Obvaz lze prát při teplotě 40 stupňů Celsia.

Dodává se se 2 upevňovacími sponami.

Po opakovaném použití ztrácí vazba část své elasticity a podpůrného účinku. Po vyprání se vazba opět stává pružnou.

Obvaz nenoste v noci.

Varování a kontraindikace:

Obvaz nepoužívejte, pokud jste alergičtí nebo citliví na některé z jeho složek.

Kontraindikace:

Použití výrobku je kontraindikováno v následujících případech:

– pokožka je poškozená

– nelepte přímo na ránu

– doba použití by neměla překročit 3-4 hodiny

Upozornění:

Příliš nenapínejte.

Nepoužívejte, pokud máte známé alergie na pryž.

Pásku nepoužívejte, pokud je obal poškozený nebo je na něm vlhkost či plíseň.

Pokud se u vás vyskytne jakákoliv reakce, obraťte se na svého poskytovatele zdravotní péče.

Neskladujte při teplotách nad 25 stupňů Celsia. Chraňte před světlem a uchovávejte v originálním obalu.

PL

Przeznaczenie:

PROF CARE Elastic Bandage przeznaczony jest do stosowania jako podparcie i odciążenie skręceń i kontuzji stawu skokowego. Ucisk oraz stabilizacja mięśni i stawów.

Przeznaczone wyłącznie do stosowania na skórę.

Czas stosowania nie powinien przekraczać 3-4 godzin.

PROF CARE Elastic Bandage składa się z beżowej, elastycznej dzianiny, którą można rozciągnąć na około 180%.

Bandaż można prać w temperaturze 40°C.

W zestawie 2 klipsy mocujące.

Po wielokrotnym użyciu bandaż nieznacznie traci elastyczność i zdolność wspierania.

Podczas prania wiązanie znów staje się elastyczne.

Nie stosować bandaża do owijania na noc.

Ostrzeżenia i przeciwwskazania:

Nie używaj bandaża, jeśli masz alergię lub jesteś wrażliwy na niektóre składniki

Przeciwwskazania:

Stosowanie produktu jest przeciwwskazane w następujących przypadkach:

– uraz skóry

– nie przyklejać bezpośrednio na ranę

– czas stosowania nie powinien przekraczać 3-4 godzin

Ostrzeżenia:

Nie owijaj zbyt mocno.

Nie używać, jeśli użytkownik ma alergię na gumę

Nie używać taśmy, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub uszkodzone przez wilgoć lub pleśń.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek takiej reakcji należy skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

PT

Utilização a que se Destina:

A Ligadura elástica PROF CARE destina-se a ser utilizada como suporte e alívio para entorses e distorções do tornozelo. Compressão e suporte de músculos e articulações.

Destina-se a ser usada apenas na pele.

A utilização não deve exceder 3 a 4 horas.

A Ligadura elástica PROF CARE é constituída por um tecido elástico de malha de trespasse, que pode ser esticado aproximadamente 180%.

As ligaduras podem ser lavadas a 40 graus Celsius.

Vem com 2 pinças de fixação.

Ao fim de repetidas utilizações, a ligadura perde um pouco da sua elasticidade e efeito de sustentação. Quando lavada, a ligadura torna-se novamente resiliente.

Não use a ligadura à noite.

Advertências e contraindicações:

Não utilize a ligadura se tiver alergias ou for sensível a alguns dos ingredientes

Contraindicações:

A utilização do produto é contraindicada quando:

- a pele está ferida

- Não aplique diretamente na ferida

A utilização não deve exceder 3 a 4 horas.

Advertências:

Não aplique demasiadamente apertada

Não utilize se o utilizador tiver alergias conhecidas à borracha

Não utilize a fita se a embalagem estiver danificada ou afetada por humidade e calor.

Consulte o seu prestador de cuidados de saúde se sentir alguma reação.

Não guarde a uma temperatura superior a 25 graus Celsius. Guarde na embalagem original para proteger da luz.

HU

Rendeltetészerű felhasználás:

A PROF CARE Elastic Bandage bokafájdalmak és bokacícamok megtámasztására és enyhítésére szolgál. Az izmok és ízületek kompressziója és megtámasztása.

Kizárólag bőrön történő használatra.

A használati idő nem haladhatja meg a 3–4 órát.

A PROF CARE Elastic Bandage szalag bézs színű, elasztikus kötött szöveteiből áll, amely kb. 180%-ra nyújtható.

A szalagok 40 fokos hőmérsékleten moshatók.

2 rögzítőkapoccsal.

Ismételt használat után a szalag némileg veszít rugalmasságából és támasztó hatásából. Mosás után a szalag ismét rugalmassá válik.

Ne viselje a szalagot éjszaka.

Figyelmeztetések és ellenjavallatok:

Ne használja a kötszert, ha allergiája van, vagy ha érzékeny az összetevőkre.

Ellenjavallatok:

A termék használatát ellenjavallt, ha:

- a bőr sérült

- ne ragassza közvetlenül a sebre

- a felhasználó általi használati idő nem haladhatja meg a 3–4 órát

Figyelmeztetés:

Ne húzza túl feszesre.

Ne használja, ha a felhasználónak gumival szembeni ismert allergiája van.

Ne használja a ragasztószalagot, ha a csomagolás sérült, vagy ha nedves és penészes.

Ha bármilyen elváltozást tapasztal, forduljon orvoshoz.

Ne tárolja 25 Celsius fok felett. Az eredeti csomagolásban, fénytől védve tárolja.