

# SELECT PROFCARE



## PROFCARE STRETCH TAPE

Style no. 720060 / 720061 / 720097 / 720098

### Material:

Fabric: 95% Cotton, 5% Elastane  
Glue: 100% Hot melt Zinc Oxide



Medical Device Class I, Rule 1, for non-sterile and noninvasive devices for short term use, by the European Medical Device Regulatory 2017/745

Basic UDI-DI: 5703543U1005LA

Made in China

For further information and inquiries regarding this product, please contact SELECT SPORT A/S

Version: 01.01.2025



+45 43 96 96 66 - select@select.dk

SELECT-SPORT.COM

DA

### Anvendelse:

PROFCARE Stretch tape er beregnet til at støtte dele af kroppen hos atleter.  
Dette produkt er beregnet til at blive brugt som sekundær bandage til atleter for at holde den primære bandage sikkert på plads ved sportsskader.  
Tape klæber til huden og giver elastisk støtte.  
Den er kun beregnet til brug på huden.  
Den er til kortvarig og enkeltstående brug, og den er ikke steril.

### Bruksanvisning:

Huden skal renses inden brug.  
Den må ikke anvendes i mere end 3-4 timer.  
Tape er latexfri.

### Advarsler og kontraindikationer:

Brug ikke tape, hvis du har allergi eller er overfølsom over for nogle af indholdsstofferne.

### Kontraindikationer:

Der er kontraindikation for brugen af produktet, hvis:  
- der er gået hul på huden  
- anvendelsesområdet er hævet  
- klæb ikke direkte på såret  
- må ikke anvendes i mere end 3-4 timer.  
- huden skal renses inden brug.  
- brugeren har kendte allergier over for gummi

### Advarsler:

Tape må ikke påføres for stramt.  
Sørg for at rense huden inden brug.  
Brug ikke tape, hvis emballagen er beskadiget eller påvirket af fugt og skimmel.  
Kontakt din læge, hvis du oplever reaktioner.  
Må ikke opbevares under forhold over 25°C. Opbevares i den oprindelige emballage for at beskytte det mod sollys.

NO

### Bruksområde:

PROFCARE Stretch tape brukes til å støtte kroppsdelar hos idrettsutøvere.  
Dette produktet er ment å brukes som sekundærbandasje for idrettsutøvere for å holde primærbandasjen sikkert på plass ved sportsskader.  
Tape er heftende på huden og gir elastisk støtte.  
Kun til bruk på huden.  
For engangs, kortvarig bruk og er et ikke-sterilt produkt.

### Bruksanvisning:

Huden skal rengjøres før bruk.  
Brukstiden bør ikke overstige 3-4 timer.  
Tape er latexfri.

### Advarsler og kontradiksjoner:

Ikke bruk tape hvis du har allergier eller er følsom overfor noen av ingrediensene.

### Kontraindikasjoner:

Bruk av produktet er kontraindisert når:  
- huden er sprukket hud  
- påførsingsstedet er hevet  
- unngå å hefte direkte på såret  
- brukstiden bør ikke overstige 3-4 timer  
- huden skal rengjøres før bruk.  
- brukeren har kjent allergi mot gummi

### Advarsel:

Påføres ikke for stramt.  
Forsikre deg om at huden er rengjort før påføring.  
Ikke bruk tape hvis emballasjen er skadet eller påvirket av fukt og mugg.  
Rådfor deg med helsepersonell hvis du opplever noen reaksjon.  
Må ikke oppbevares over 25°C. Oppbevares i original emballasje for å beskyttes mot sollys.

EN

### Intended use:

The PROFCARE Stretch tape is intended to be used to support the body parts of sports athletes.  
This product is intended to be used as a secondary bandage for sports athletes to keep the primary bandage securely in place with sporting injuries.  
The tape is adhesive to the skin and offers elastic support.  
It is for use on the skin only.  
It is for single, short-term use and is a non-sterile device.

### Instructions for use:

Skin needs to be cleaned before use.  
Duration of use should not exceed 3-4 hours.  
The tape is latex free.

### Warnings and contraindications:

Do not use the tape if you have allergies or are sensitive to some of the ingredients.

### Contraindications:

Use of the product is contraindicated when:  
- the skin is broken skin  
- there is swelling at the application site  
- do not stick on the wound directly  
- the duration of use should not exceed 3-4 hours  
- skin needs to be cleaned before use.  
- the user has known allergies to rubber

### Warnings:

Do not apply too tight.  
Ensure that the skin is cleaned before application.  
Do not use the tape if the packaging is damaged or affected with damp and mildew.  
Consult your Health Care Provider if you experience any reaction.  
Do not store above 25 degrees Celsius. Store in original packaging to protect from light.

DE

### Verwendungszweck:

Das PROFCARE Stretch Tape ist vorgesehen, um Körperteile von Sportlern zu unterstützen.  
Dieses Produkt ist als Sekundärverband für Sportler vorgesehen, um den Primärverband bei Sportverletzungen sicher an Ort und Stelle zu fixieren.  
Das Klebeband haftet auf der Haut und bietet elastische Unterstützung.  
Ausschließlich für die Verwendung auf der Haut.  
Es handelt sich um ein nicht-steriles Produkt für die einmalige, kurzzeitige Verwendung.

### Gebrauchsanweisung:

Die Haut muss vor der Verwendung gereinigt werden.  
Die Verwendungsdauer sollte 3-4 Stunden nicht überschreiten.  
Das Band ist latexfrei.

### Warnhinweise und Kontraindikationen:

Verwenden Sie das Klebeband nicht, wenn Sie Allergien haben oder empfindlich auf einige Inhaltsstoffe reagieren.

### Kontraindikationen:

Die Verwendung des Produktes ist kontraindiziert, wenn:  
- die Haut verletzt ist  
- an der Verwendungstelle eine Schwellung ist  
- Nicht direkt auf die Wunde kleben.  
- Die Verwendungsdauer sollte 3-4 Stunden nicht überschreiten.  
- Die Haut muss vor der Verwendung gereinigt werden.  
- bekannt ist, dass der Benutzer eine Latexallergie hat

### Warnhinweise:

Nicht zu fest anlegen.  
Sicherstellen, dass die Haut vor der Anwendung gereinigt wurde.  
Verwenden Sie das Band nicht, wenn die Verpackung beschädigt oder durch Feuchtigkeit und Schimmel beeinträchtigt ist.  
Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn irgendwelche Reaktionen auftreten.  
Nicht über 25°C aufbewahren. Zum Schutz vor Licht in der Originalverpackung aufbewahren.

SV

### Avsedd användning:

PROFCARE Stretch tejp används av idrottare för att stödja olika kroppsdelar.  
Denna produkt är avsedd att användas som sekundärt bandage för idrottare för att hålla det primära bandaget säkert på plats vid idrottsskador.  
Tejpen är självhäftande mot huden och ger ett elastiskt stöd.  
Den ska endast användas på huden.  
Den är avsedd för kortvarigt engångsbruk och är icke-steril.

### Bruksanvisning:

Huden måste rengöras före användning.  
Tiden för användning bör inte överstiga 3-4 timmar.  
Tejpen är latexfri.

### Varningar och kontraindikationer:

Använd inte tejp om du är allergisk eller överkänslig mot någon av beståndsdelarna.

### Kontraindikationer:

Användning av produkten är kontraindicerad när:  
- huden är trasig  
- det finns svullnad där tejp appliceras  
- fäst inte direkt på såret  
- användningens varaktighet bör inte överstiga 3-4 timmar  
- huden måste rengöras före användning.  
- användaren är allergisk mot gummi

### Varningar:

Applicera inte för hårt.  
Se till att huden rengörs före appliceringen.  
Använd inte tejp om förpackningen är skadad eller har påverkats av fukt och mögel.  
Kontakta din läkare om du upplever någon reaktion.  
Förvara inte över 25 grader Celsius. Förvara i originalförpackningen för att skydda mot ljus.

FR

### Usage prévu :

La bande élastique Profcare, qui s'utilise pour toutes les parties du corps, est conçu apporter un soutien aux athlètes.  
Ce produit est destiné à être utilisé comme bande secondaire pour les athlètes sportifs afin de maintenir le bandage primaire en place en cas de blessures sportives.  
La bande est adhésive sur la peau et offre un soutien élastique.  
S'utilise exclusivement sur la peau.  
Dispositif non stérile, qui ne s'utilise qu'une fois et pendant une courte durée.

### Mode d'emploi :

La peau doit être nettoyée avant utilisation.  
Le temps d'utilisation ne doit pas dépasser 3 à 4 heures.  
La bande ne contient pas de latex.

### Avertissements et contre-indications :

N'utilisez pas la bande si vous souffrez d'allergies ou si vous êtes sensible à certains composants.

### Contre-indications :

L'utilisation du produit est contre-indiquée dans les cas suivants :  
- La peau est abîmée  
- Le site d'application est gonflé  
- Ne pas coller directement sur la plaie  
Le temps d'utilisation ne doit pas dépasser 3 à 4 heures.  
- La peau doit être nettoyée avant utilisation.  
- L'utilisateur est allergique au caoutchouc

### Avertissements :

Ne pas appliquer trop serré.  
Veillez à ce que la peau soit propre avant l'application  
Ne pas utiliser la bande si l'emballage est endommagé ou affecté par l'humidité et la moisissure.  
En cas de réaction, consultez votre médecin.  
Conserver à moins de 25 degrés. Conserver le produit dans son emballage d'origine et à l'abri de la lumière.

## ES

### Uso previsto:

La banda PROF CARE Stretch se ha diseñado para atletas/deportistas como apoyo para partes del cuerpo. Este producto está diseñado para ser utilizado como vendaje secundario para atletas deportivos con el fin de mantener el vendaje primario en su lugar en caso de lesiones deportivas. La cinta se adhiere a la piel y ofrece un soporte elástico. Uso exclusivo sobre la piel. Este dispositivo no estéril es para un solo uso a corto plazo.

### Instrucciones de uso:

La piel debe limpiarse antes de aplicar la banda. El tiempo de uso no debe exceder 3-4 horas. La cinta no contiene látex.

### Advertencias y contraindicaciones:

No utilice la cinta si presenta alergia o sensibilidad a alguno de los ingredientes.

### Contraindicaciones:

El uso del producto está contraindicado si:

- la piel está lesionada
- hay hinchazón en el lugar de aplicación
- no se pega directamente a la herida.
- el tiempo de uso no debe exceder 3-4 horas
- la piel debe limpiarse antes de aplicar la banda.
- el usuario tiene alergias conocidas al caucho

### Advertencias:

No apretar excesivamente. Asegurarse de limpiar la piel antes de aplicar la banda. No utilice la cinta si el embalaje está dañado o se ve afectado por humedad y moho. Si experimenta alguna reacción, acuda al médico. No almacenar por encima de 25°C. Guardar en su embalaje original para protegerlo de la luz.

## PL

### Przeznaczenie:

Taśma PROF CARE Stretch wspiera części ciała sportowców. Produkt ten jest przeznaczony do stosowania jako bandaż dodatkowy dla sportowców, aby utrzymać opatrunek pierwotny na miejscu w przypadku urazów sportowych. Taśma jest przyklejona do skóry i zapewnia elastyczne podparcie. Przeznaczone wyłącznie do stosowania na skórę. Do jednorazowego, krótkotrwałego użytku. Produkt niesterylny.

### Instrukcja użytkowania:

Skórę należy oczyścić przed użyciem taśmy. Czas stosowania nie powinien przekraczać 3-4 godzin. Taśma nie zawiera lateksu.

### Ostrzeżenia i przeciwwskazania:

Nie używaj taśmy, jeśli masz alergię lub jesteś wrażliwy na niektóre składniki.

### Przeciwwskazania:

Stosowanie produktu jest przeciwwskazane w następujących przypadkach:

- uraz skóry
- opuchnięcie w miejscu zastosowania
- nie przyklejać bezpośrednio na ranę
- czas stosowania nie powinien przekraczać 3-4 godzin
- skórę należy oczyścić przed użyciem
- alergia na gumę u użytkownika

### Ostrzeżenia:

Nie owijaj zbyt mocno. Przed zastosowaniem upewnić się, że skóra jest oczyszczona. Nie używać taśmy, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub uszkodzone przez wilgoć lub pleśń. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek takiej reakcji należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

## PT

### Utilização a que se Destina:

A fita PROF CARE Stretch destina-se a ser usada para suportar zonas do corpo de praticantes de desporto. Este produto destina-se a ser utilizado como uma ligadura secundária para os praticantes de desporto manterem a ligadura primária no lugar com ferimentos de desporto. A fita é adesiva à pele e proporciona um suporte elástico. Destina-se a ser usada apenas na pele. Destina-se a ser usada uma única vez e por pouco tempo e é um dispositivo não estéril.

### Instruções de utilização:

A pele tem de ser limpa antes da utilização. A utilização não deve exceder 3 a 4 horas. A fita não contém látex.

### Advertências e contraindicações:

Não utilize a fita se tiver alergias ou sensibilidade a alguns dos ingredientes.

### Contraindicações:

A utilização do produto é contraindicada quando:

- a pele está ferida
- existe inchaço no local da aplicação
- não aplique diretamente na ferida
- a utilização não deve exceder 3 a 4 horas.
- a pele tem de ser limpa antes da utilização.
- o utilizador tem alergias conhecidas à borracha

### Advertências:

Não aplique demasiadamente apertada. Certifique-se de que a pele é limpa antes da aplicação. Não utilize a fita se a embalagem estiver danificada ou afetada por humidade e bolor. Consulte o seu prestador de cuidados de saúde se sentir alguma reação. Não guarde a uma temperatura superior a 25 graus Celsius. Guarde na embalagem original para proteger da luz.

## HU

### Rendeltetészerű felhasználás:

A PROF CARE Stretch tape szalagot a sportolók testrészeinek alátámasztására használják. A termék sportolók számára másodlagos kötszerként használható az elsődleges kötszer stabil rögzítésére sportsérülések esetén. A szalag a bőrhöz tapad, és rugalmas támaszt biztosít. Kizárólag bőrön történő használatra. Rövid távon, egyszer használatos, nem steril eszköz.

### Használati utasítás:

Használat előtt a bőrt meg kell tisztítani. A használati idő nem haladhatja meg a 3–4 órát. A szalag latexmentes.

### Figyelmeztetések és ellenjavallatok:

Ne használja a ragasztószalagot, ha allergiás vagy érzékeny az összetevők valamelyikére.

### Ellenjavallatok:

A termék használata ellenjavallt, ha:

- a bőr sérült
- duzzanat van az alkalmazás helyén
- ne ragassza közvetlenül a sebre
- a használat időtartama nem haladhatja meg a 3–4 órát
- használat előtt a bőrt meg kell tisztítani
- a felhasználónak gumival szembeni ismert allergiája van

### Figyelmeztetés:

Ne húzza túl feszesre. Használat előtt gondoskodjon a bőr megtisztításáról. Ne használja a ragasztószalagot, ha a csomagolás sérült, vagy ha nedves és penészes. Ha bármilyen elváltozást tapasztal, forduljon orvoshoz. Ne tárolja 25 Celsius fok felett. Az eredeti csomagolásban, fénytől védve tárolja.

## CZ

### Zamýšlené použití:

Páska PROF CARE Stretch je určena k podepření částí těla sportovců. Tento výrobek je určen k použití jako sekundární obvaz pro sportovce, aby primární obvaz bezpečně držel na místě při zraněních ze sportu. Páska je přilnavá k pokožce a poskytuje elastickou oporu. Používejte pouze na pokožku. Je určeno k jednorázovému krátkodobému použití a je nesterilní.

### Návod k použití:

Před použitím je třeba pokožku očistit. Doba použití by neměla překročit 3–4 hodiny. Páska neobsahuje latex.

### Varování a kontraindikace:

Pásku nepoužívejte, pokud jste alergičtí nebo citliví na některé z jejích složek.

### Kontraindikace:

Použití výrobku je kontraindikováno v následujících případech:

- pokožka je poškozená
- v místě aplikace dochází k otoku
- nelepte přímo na ránu
- doba použití by neměla překročit 3-4 hodiny
- před použitím je třeba pokožku očistit.
- uživatel má známé alergie na pryž

### Upozornění:

Příliš nenapínejte. Ujistěte se, že pokožka je před aplikací očištěná. Pásku nepoužívejte, pokud je obal poškozený nebo je na něm vlhkost či plíseň. Pokud se u vás vyskytne jakákoliv reakce, obraťte se na svého poskytovatele zdravotní péče. Neskladujte při teplotách nad 25 stupňů Celsia. Chraňte před světlem a uchovávejte v originálním obalu.