

SELECT PROFCARE



PROFCARE COACH TAPE

Style no. 720077 / 720078 / 720079

Material:

Fabric: 90% Cotton, 10% Viscose
Glue: 50% Synthetic rubber, 30% Zinc oxide, 20% Resin



Medical Device Class I, Rule 1, for non-sterile and noninvasive devices for short term use, by the European Medical Device Regulative 2017/745.

Basic UDI-DI: 5703543U1013L9

For further information and inquiries regarding this product, please contact SELECT SPORT A/S

Version: 01.01.2025

SELECT SPORT A/S
Fabriksparken 46
DK-2600 Glostrup



+45 43 96 96 66 - select@select.dk

SELECT-SPORT.COM

DA

Anvendelse:

PROFCARE Coach Tape er beregnet til at støtte dele af kroppen hos atleter.
Den er beregnet til at forebygge skader og forværring af gamle skader, idet den stabiliserer dele af kroppen hos atleter.
Til forebyggelse og behandling af skader gennem immobilisering
Denne tape er ikke elastisk.
Den er kun beregnet til brug på huden.
Den er til kortvarig og enkeltstående brug, og den er ikke steril.

Brugsanvisning:

Fikser den øverste del af tapen. Hold træknet konstant under den første omgang. Lad den næste omgang overlape den første omgang med en halv bredde. For at sikre god klæbeevne, skal den sidste omgang dække den foregående omgang helt. Hold et konstant tryk med håndfladen i nogle sekunder på tapens ende. Huden skal renses inden brug. Den må ikke anvendes i mere end 3-4 timer. Tapen må ikke påføres for stramt.

Advarsler og kontraindikationer:

Kontraindikationer:

Der er kontraindikation for brugen af produktet, hvis:

- der er gået hul på huden
- anvendelsesområdet er hævet
- brugeren har kendte allergier over for gummi
- produktet indeholder kolofonium
- produktet indeholder latex

Advarsler:

Må ikke påføres for stramt
Må ikke opbevares over 25 grader
Opbevares i den oprindelige emballage for at beskytte det mod sollys
Sørg for at rense huden inden brug
Symptomer på overeksponering for akrylsyre kan være rødmen eller misfarvning, hævelse, kløe, en brændende fornemmelse eller blæredannelse.
Kontakt din læge, hvis du oplever reaktioner.

NO

Bruksområde:

PROFCARE Coach Tape brukes til å støtte kroppsdelar hos idrettsutøvere.
Skal forhindre personskaade eller tilbakevendende skade igjen ved å stabilisere kroppsdelar hos idrettsutøvere.
For å forhindre og behandle skader ved immobilisering. Dette er et ikke-elastisk tape.
Bare for bruk på huden. For engangs, kortvarig bruk og er et ikke-sterilt produkt.

Brugsanvisning:

Fest toppen av tapen. Hold konstant trekraft i den første runden. Overlapp neste runde med en halv bredde oppå den første runden. Sikre god klebrighet ved å la den siste runde dekke forrige runde helt. Hold et konstant trykk med håndflaten i noen sekunder på enden av tapen. Huden skal rengjøres før bruk. Brukstiden bør ikke overstige 3-4 timer.
Påføres ikke for stramt.

Advarsler og kontradiksjoner:

Kontradiksjoner:

Bruk av produktet er kontraindisert når:

- huden er skadet
- påføringsstedet er hevet
- brukeren har kjent allergi mot gummi
- produktet inneholder kolofonium
- produktet inneholder lateks

Advarsel:

Påføres ikke for stramt
Må ikke oppbevares over 25 grader.
Oppbevares i original emballasje for å beskyttes mot sollys
Forsikre deg om at huden er rengjort før påføring
Symptomer på overeksponering av akrylsyre kan omfatte rødhet eller misfarging, hevelse, kløe, svie eller blemmer.
Rådfør deg med helsepersonell hvis du opplever noen reaksjon.

EN

Intended use:

The PROFCARE Coach tape is intended to be used to support the body parts in sports athletes.
Is intended to prevent injury or reinjury by stabilizing body parts in sports athletes.
To prevent and treat injuries by immobilization
This is a non-elastic tape.
It is for use on the skin only.
It is for single, short term use and is a non-sterile device.

Instructions for use:

Fix the top of the tape. Keep a constant traction for the first circle. Overlap the next circle with half width on the first circle. To assure good stickiness, let the final circle fully cover the previous circle. Keep a constant pressure with the palm for a few second on the end of the tape. Skin needs to be cleaned before use. Duration of use should not exceed 3-4 hours

Warnings and contraindications:

Contraindications:

Use of the product is contraindicated when:

- the skin is broken
- there is swelling at the application site
- the user has known allergies to rubber
- the product contains Rosin
- the product contains Latex

Warnings:

Do not apply too tight
Do not store above 25 degrees.
Store in original packaging to protect from sun light
Ensure that the skin is cleaned before application.
Symptoms of overexposure of the acrylic acid may include redness or discolouration, swelling, itching, burning or blistering.
Consult your Health Care Provider if you experience any reaction.

DE

Verwendungszweck:

Das PROFCARE Coach Tape ist vorgesehen, um Körperteile von Sportlern zu unterstützen.
Es soll Verletzungen und Wiederverletzungen vermeiden, indem es Körperteile von Sportlern stabilisiert.
Zur Vermeidung und Behandlung von Verletzungen durch Immobilisierung
Dies ist nicht-elastisches Klebeband. Ausschließlich für die Verwendung auf der Haut.
Es handelt sich um ein nicht-steriles Produkt für die einmalige, kurzzeitige Verwendung.

Gebrauchsanweisung:

Die Oberseite des Klebebandes fixieren. Eine durchgehende Zugkraft für den ersten Kreis halten. Den folgenden Kreis mit der halben Breite auf den ersten Kreis überlappen lassen.
Zur Sicherstellung einer guten Klebekraft, den vorherigen Kreis mit dem abschließenden Kreis überziehen lassen. Einige Sekunden lang mit einem konstanten Druck mit der Handfläche am Ende des Klebebandes drücken. Die Haut muss vor der Verwendung gereinigt werden.
Die Verwendungsdauer sollte 3-4 Stunden nicht überschreiten. Nicht zu fest anlegen.

Warnhinweise und Kontraindikationen:

Kontraindikationen:

Die Verwendung des Produktes ist kontraindiziert, wenn:

- die Haut verletzt ist
- an der Verwendungsstelle eine Schwellung ist
- bekannt ist, dass der Benutzer eine Latexallergie hat
- das Produkt enthält Harz
- das Produkt enthält Latex

Warnhinweise:

Nicht zu fest anlegen
Nicht über 25 Grad Celsius aufbewahren.
Zum Schutz vor Sonnenlicht in der Originalverpackung aufbewahren.
Sicherstellen, dass die Haut vor der Anwendung gereinigt wurde.
In den Symptomen einer übermäßigen Exposition gegenüber Acrylsäure zählen Rötung oder Verfärbung, Schwellung, Juckreiz, Brennen oder Blasenbildung. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn irgendwelche Reaktionen auftreten.

SV

Avsedd användning:

PROFCARE Coach tape används av idrottare för att stödja olika kroppsdelar.
Avsedd för att förhindra skador genom att stabilisera idrottarens kroppsdelar.
Förebygger och behandlar skador genom immobilisering
Det är en oelastisk tejp
Den ska endast användas på huden.
Den är avsedd för enstaka, kortvarig användning och är icke-steril.

Instruktioner för användning:

Sätt fast toppen av teipen. Håll teipen spänd under hela första varvet. Under nästa varv ska teipen överlappa hälften av första cirkeln i bredd. Sista varvet ska teipen täcka föregående varv helt för att säkra god klubbighet. Håll konstant tryck med handflatan på teipens avslutning. Huden måste rengöras före användning. Tiden för användning bör inte överstiga 3-4 timmar. Applicera inte för hårt.

Varningar och kontraindikationer:

Kontraindikationer:

Användning av produkten är kontraindicerat när:

- huden är trasig
- det finns svullnad där teipen appliceras
- användaren är allergisk mot gummi
- produktet innehåller rosin
- produktet innehåller latex

Varningar:

Applicera inte för hårt
Förvara inte över 25 grader.
Förvara i originalförpackningen för att skydda mot solljus
Se till att huden rengöras före applicering
Symtom på överexponering av akrylsyran kan inkludera rodnad eller missfärgning, svullnad, klåda, brännande känsla eller blåsor.
Kontakta din läkare om du upplever någon reaktion.

FR

Usage prévu :

Le coach tape PROFCARE, qui s'utilise pour toutes les parties du corps, est conçu apporter un soutien aux athlètes.
Il permet d'éviter les blessures ou les rechutes en stabilisant les différentes parties du corps. Pour prévenir et traiter les blessures par immobilisation. Il ne s'agit pas d'une bande élastique. S'utilise exclusivement sur la peau. Dispositif non stérile, qui ne s'utilise qu'une fois et pendant une courte durée.

Mode d'emploi :

Fixez le haut de la bande. Appliquez une traction constante au premier tour. Assurez un chevauchement d'une demi-largeur au deuxième tour. Pour favoriser l'adhérence, le dernier tour doit complètement couvrir le tour précédent. Appliquez une pression constante au bout de la bande avec la paume, pendant quelques secondes. La peau doit être nettoyée avant utilisation. Le temps d'utilisation ne doit pas dépasser les 3 à 4 heures. Ne pas appliquer trop serré.

Avertissements et contre-indications :

Contre-indications :

L'utilisation du produit est contre-indiquée dans les cas suivants :

- la peau est abîmée
- le site d'application est gonflé
- l'utilisateur est allergique au caoutchouc
- le produit contient de la colophane
- le produit contient du latex

Avertissements :

Ne pas appliquer trop serré
Conserver à moins de 25 degrés.
Conserver le produit dans son emballage d'origine pour le protéger de la lumière du soleil. Veillez à ce que la peau soit propre avant l'application
Les symptômes de surexposition à l'acide acrylique peuvent inclure des rougeurs ou une décoloration, un gonflement, des démangeaisons, une brûlure ou la formation d'une ampoule. En cas de réaction, consultez votre médecin.

ES

Uso previsto:

La banda PROF CARE Coach se ha diseñado para atletas/deportistas como apoyo para partes del cuerpo.

Se ha diseñado para prevenir lesiones o volver a lesionarse mediante la estabilización de partes del cuerpo de atletas/deportistas. Para prevenir y tratar lesiones mediante inmovilización Esta es una banda no elástica
Uso exclusivo sobre la piel. Este dispositivo no estéril es para un solo uso a corto plazo.

Instrucciones de uso:

Fijar un extremo de la banda. Mantener una tracción constante durante la primera vuelta. Superponer la siguiente vuelta sobre la primera con la mitad de la anchura. Para garantizar una adherencia óptima, aplicar la última vuelta de modo que cubra completamente la vuelta anterior. Mantener una presión constante con la palma de la mano durante unos segundos en el extremo de la banda. La piel debe limpiarse antes de aplicar la banda. El tiempo de uso no debe exceder 3-4 horas. No apretar excesivamente.

Advertencias y contraindicaciones:

Contraindicaciones:

El uso del producto está contraindicado si:

- la piel está lesionada
- hay hinchazón en el lugar de aplicación
- el usuario tiene alergias conocidas al caucho
- el producto contiene Rosin
- el producto contiene látex

Advertencias:

No apretar excesivamente

No almacenar por encima de 25°C.

Guardar en su embalaje original para protegerla de la luz solar

Asegurarse de limpiar la piel antes de aplicar la banda

Entre los síntomas de sobreexposición al ácido acrílico se pueden incluir el enrojecimiento o la decoloración, hinchazón, picazón, quemazón o ampollas.

Si experimenta alguna reacción, acuda al médico.

CZ

Zamýšlené použití:

Páska PROF CARE Coach je určena k podepření částí těla při sportu sportovců.

Slouží k prevenci poranění nebo opakovaného poranění stabilizací částí těla sportovců.

Prevence a léčba zranění znehýbněním

Jedná se o neelastickou pásku

Používejte pouze na pokožku.

Je určeno k jednorázovému krátkodobému použití a je nesterilní.

Návod k použití:

Upevněte horní část pásky. Během prvního obtočení udržujte konstantní tah. Překryjte další obtočení poloviční šířkou na prvním obtočení. Aby byla zajištěna dobrá přilnavost, nechte poslední obtočení zcela pokrytý předchozí obtočení. Po dobu několika sekund udržujte konstantní tlak dlaní na konec pásky. Před použitím je třeba pokožku očistit. Doba použití by neměla překročit 3–4 hodiny.

Varování a kontraindikace:

Kontraindikace:

Použití výrobku je kontraindikováno v následujících případech:

- pokožka je poškozená
- v místě aplikace dochází k otoku
- uživatel má známé alergie na pryž
- výrobek obsahuje kalafunu
- výrobek obsahuje latex

Výstrahy:

Příliš nenapínejte

Neskladujte při teplotách nad 25 stupňů.

Chraňte před slunečním zářením a uchovávejte v originálním obalu.

Ujistěte se, že pokožka je před aplikací očištěná.

Příznaky nadměrného působení kyseliny akrylové mohou zahrnovat zarudnutí nebo změnu barvy, otok, svědění, pálení nebo tvorbu puchýřů.

otoky, svědění, pálení nebo tvorbu puchýřů.

Pokud se u vás vyskytne jakákoliv reakce, obraťte se na svého poskytovatele zdravotní péče.

Przeznaczenie:

Taśma PROF CARE Coach wspiera części ciała sportowców.

Jej zadaniem jest zapobieganie kontuzjom lub ponownym kontuzjom poprzez stabilizowanie części ciała u sportowców.

Zapobiega kontuzjom i leczy je poprzez odpowiednie unieruchomienie.

To nie jest taśma elastyczna. Przeznaczona wyłącznie do stosowania na skórę. Do jednorazowego, krótkotrwałego użytku. Produkt niesterylny.

Instrukcja użytkowania:

Przyklej górną część taśmy. Utrzymuj stałą przyczepność podczas pierwszego owinięcia.

Owiń kolejną warstwę taśmy tak, aby była przesunięta o połowę długości względem pierwszej warstwy. Aby uzyskać dobrą przyczepność, ostatnia warstwa powinna całkowicie zakrywać pierwszą. Utrzymaj stały nacisk dłońią przez kilka sekund na końcu taśmy. Skórę należy oczyścić przed użyciem taśmy. Czas stosowania nie powinien przekraczać 3–4 godzin. Nie owijaj zbyt mocno.

Ostrzeżenia i przeciwwskazania:

Przeciwwskazania:

Stosowanie produktu jest przeciwwskazane w następujących przypadkach:

- Uraz skórny
- Spuchnięcie w miejscu zastosowania
- Alergia na gumę u użytkownika
- Produkt zawiera żywicę
- Produkt zawiera lateks

Ostrzeżenia:

Nie owijaj zbyt mocno.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 stopni.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem słonecznym.

Przed zastosowaniem upewnić się, że skóra jest oczyszczona.

Objawy nadmiernego narażenia na działanie kwasu akrylowego mogą obejmować zaczerwienienie lub odbarwienie, obrzęk, swędzenie, pieczenie i pęcherze. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek takiej reakcji należy skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu.

PL

Utilização a que se Destina:

A fita PROF CARE Coach destina-se a ser usada para suportar zonas do corpo de praticantes de desporto.

Destina-se a prevenir lesões ou a reincidência de lesões, estabilizando zonas do corpo de praticantes de desporto. Para prevenir e tratar lesões por imobilização Trata-se de uma fita não elástica. Destina-se a ser usada apenas na pele. Destina-se a ser usada por pouco tempo e uma única vez, tratando-se de um dispositivo não estéril.

Instruções de utilização:

Fixe a extremidade superior da fita. Mantenha uma tração constante na primeira volta.

Dê a volta seguinte com metade da largura por cima da primeira volta. Para garantir uma boa aderência, a última volta deve cobrir totalmente a volta anterior. Mantenha uma pressão constante com a palma da mão durante alguns segundos no final da fita. A pele tem de ser limpa antes da utilização. A utilização não deve ser superior a 3 a 4 horas. Não aplique demasiadamente apertada.

Advertências e contraindicações:

Contraindicações:

A utilização do produto é contraindicada quando:

- a pele está rompida
- existe inchaço no local da aplicação
- o utilizador tem alergias conhecidas à borracha
- o produto contém resina
- o produto contém látex

Advertências:

Não aplique demasiadamente apertada

Não guarde a uma temperatura superior a 25 graus.

Guare na embalagem original para proteger da luz solar

Certifique-se de que a pele é limpa antes da aplicação

A fita Coach Tape é composta por:

Os sintomas de sobre-exposição do ácido acrílico podem incluir rubor ou descoloração, inchaço, comichão, queimadura ou empolamento.

Consulte o seu médico assistente se sentir alguma reação.

PT

Rendeltetészerű felhasználás:

A PROF CARE Coach tape szalagot sportolók testrészeinek alátámasztására használják.

A sportolók testrészeinek stabilizálásával a sérülések és az újbóli sérülések megelőzésére szolgál.

Rögzítéssel szolgál a sérülések megelőzésére és kezelésére

Nem rugalmas szalag

Kizárólag bőrön történő használatra.

Rövid távon, egyszer használatos, nem steril eszköz.

Használati utasítás:

A szalag tetejét rögzítse. Az első körnél állandó húzással feszítse. A következő kört az első kör fél szélességével fedje át. A jó tapadás érdekében hagyja, hogy az utolsó kör teljesen lefedje az előző kört. A szalag végén tartson állandó nyomást a tenyerével néhány másodpercig. Használat előtt a bőrt meg kell tisztítani. A használati idő nem haladhatja meg a 3–4 órát

Figyelmeztetések és ellenjavallatok:

Ellenjavallatok:

A termék használata ellenjavallt, ha:

- a bőr sérült
- duzzanat van az alkalmazás helyén
- a felhasználónak gumival szembeni ismert allergiája van
- a termék gyantát tartalmaz
- a termék latexet tartalmaz

Figyelmeztetés:

Ne húzza túl feszesre

Ne tárolja 25 Celsius fok felett.

Az eredeti csomagolásban, napfénytől védve tárolandó

Használat előtt gondoskodjon a bőr megtisztításáról.

Az akrilsavnak való túlzott kitettség tünetei közé tartozhat a vörösség vagy az elszíneződés, a duzzanat, a viszketés, az égési sérülés vagy a hólyagosodás.

Ha bármilyen elváltozást tapasztal, forduljon orvoshoz.

HU