

SELECT PROFCARE



PROFCARE PLASTER

Style no. 720053

Material:

Fabric: 100% Woven Rayon
Pad: Viscose, PE film
Glue: 100% Acrylic Acid Glue



Medical Device Class I, Rule 1, for non-sterile and noninvasive devices for short term use, by the European Medical Device Regulatory 2017/745

Basic UDI-DI:Product: 5703543U1009LJ

Made in China

For further information and inquiries regarding this product, please contact SELECT SPORT A/S

Version: 01.01.2025

SELECT SPORT A/S
Fabriksparken 46
DK-2600 Glostrup



+45 43 96 96 66 - select@select.dk

SELECT-SPORT.COM

DA

Anvendelse:

PROFCARE-plasteret er beregnet til at dække skader og sår. Beskytter sår og sårskorper mod kontaminering og friktion for at fremme helingsprocessen. Det er kun beregnet til brug på huden. Det er til kortvarig og enkeltstående brug, og det er ikke steril.

Bruksanvisning:

Huden skal renses inden brug. Må ikke anvendes i mere end 3-4 timer, udskift om nødvendigt plasteret.

Advarsler og kontraindikationer:

Brug ikke tapen, hvis du har allergi eller er overfølsom over for nogle af indholdsstofferne. Kontraindikationer: Der er kontraindikation for brugen af produktet, hvis:
- anvendelsesområdet er hævet
- klæb ikke direkte på såret
- brugstiden bør ikke overstige 3-4 timer, skift om nødvendigt plasteret
- Huden skal renses inden brug.
- brugeren har kendte allergier over for gummi

Advarsler:

Må ikke påføres for stramt
Sørg for at rense huden inden brug
Brug ikke tapen, hvis emballagen er beskadiget eller påvirket af fugt og skimmel.
Indeholder eller tilstedeværelse af naturlig gummilatex
Kontakt din læge, hvis du oplever reaktioner.
Må ikke opbevares under forhold over 25°C. Opbevares i den oprindelige emballage for at beskytte det mod sollys.

NO

Bruksområde:

PROFCARE Plaster skal dekke skader og sår. For å beskytte såret og skorpen mot forurensning og friksjon og bidra til helingsprosessen. Kun til bruk på huden. For engangs, kortvarig bruk og er et ikke-sterilt produkt.

Bruksanvisning:

Huden skal rengjøres før bruk. Brukstiden bør ikke overstige 3-4 timer, bytt bandasje hvis nødvendig.

Advarsler og kontradiksjoner:

Ikke bruk tapen hvis du har allergier eller er følsom overfor noen av ingrediensene. Kontraindikasjoner: Bruk av produktet er kontraindisert når:
- påføringsstedet er hevet
- unngå å hefte direkte på såret
- brukstiden bør ikke overstige 3-4 timer, skift plaster om nødvendig
Huden skal rengjøres før bruk.
- brukeren har kjent allergi mot gummi

Advarsel:

Påføres ikke for stramt
Forsikre deg om at huden er rengjort før påføring
Ikke bruk tapen hvis emballasjen er skadet eller påvirket av fukt og mugg.
Innhold eller forekomst av naturgummilatex
Rådfor deg med helsepersonell hvis du opplever noen reaksjon. Må ikke oppbevares over 25°C. Oppbevares i original emballasje for å beskyttes mot sollys.

EN

Intended use:

The PROFCARE Plaster is intended to be used to cover injuries and wounds.
To protect the wound and scab from contamination and friction to aid in the healing process.
It is for use on the skin only.
It is for single, short-term use and is a non-sterile device.

Instructions for use:

Skin needs to be cleaned before use.
Duration of use should not exceed 3-4 hours, change the plaster if necessary.

Warnings and contraindications:

Do not use the tape if you have allergies or are sensitive to some of the ingredients.
Contraindications:
Use of the product is contraindicated when:
- there is swelling at the application site
- do not stick on the wound directly
- the duration of use should not exceed 3-4 hours, change the plaster if necessary
- Skin needs to be cleaned before use.
- has known allergies to rubber

Warnings:

Do not apply too tight
Ensure that the skin is cleaned before application
Do not use the tape if the packaging is damaged or affected with damp and mildew.
Contains or presence of natural rubber latex
Consult your Health Care Provider if you experience any reaction.
Do not store above 25 degrees Celsius. Store in original packaging to protect from light.

DE

Verwendungszweck:

Das PROFCARE Pflaster ist für die Abdeckung von Verletzungen und Wunden vorgesehen.
Zum Schutz der Wunde und des Schorfs vor Kontamination und Reibung und zur Unterstützung des Heilungsprozesses.
Ausschließlich für die Verwendung auf der Haut.
Es handelt sich um ein nicht-steriles Produkt für die einmalige, kurzzeitige Verwendung.

Gebrauchsanweisung:

Die Haut muss vor der Verwendung gereinigt werden.
Die Verwendungsdauer sollte 3-4 Stunden nicht überschreiten, wechseln Sie das Pflaster, falls nötig.

Warnhinweise und Kontraindikationen:

Verwenden Sie das Klebeband nicht, wenn Sie Allergien haben oder empfindlich auf einige Inhaltsstoffe reagieren.
Kontraindikationen:
Die Verwendung des Produktes ist kontraindiziert, wenn:
- an der Verwendungstelle eine Schwellung ist
- Nicht direkt auf die Wunde kleben.
- Die Verwendungsdauer sollte 3-4 Stunden nicht überschreiten, wechseln Sie das Pflaster, falls nötig.
- Die Haut muss vor der Verwendung gereinigt werden.
- Nicht verwenden, wenn bekannt ist, dass der Benutzer eine Latexallergie hat

Warnhinweise:

Nicht zu fest anlegen.
Sicherstellen, dass die Haut vor der Anwendung gereinigt wurde.
Verwenden Sie das Band nicht, wenn die Verpackung beschädigt oder durch Feuchtigkeit und Schimmel beeinträchtigt ist.
Enthält oder verwendet Naturkautschuklatex.
Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn irgendwelche Reaktionen auftreten. Nicht über 25°C aufbewahren. Zum Schutz vor Licht in der Originalverpackung aufbewahren.

SV

Avsedd användning:

PROFCARE Plaster är avsedda att användas för att täcka skador och sår.
För att skydda såret och sårskorpan från kontaminering och friktion för att underlätta läkningsprocessen.
Den ska endast användas på huden.
Den är avsedd för kortvarigt engångsbruk och är icke-steril.

Bruksanvisning:

Huden måste rengöras före användning.
Användningens varaktighet bör inte överstiga 3-4 timmar, byt plåster vid behov.

Varningar och kontraindikationer:

Använd inte tejpnen om du är allergisk eller överkänslig mot någon av beståndsdelarna.
Kontraindikationer:
Användning av produkten är kontraindicerad när:
- det finns svullnad där tejpnen appliceras
- fäst inte direkt på såret
- användningens varaktighet bör inte överstiga 3-4 timmar, byt plåster vid behov
- huden måste rengöras före användning
- användaren får inte vara allergisk mot gummi

Varningar:

Applicera inte för hårt
Se till att huden rengöras före applicering
Använd inte tejpnen om förpackningen är skadad eller har påverkat av fukt och mögel.
Innehåll eller närvaro av naturgummilatex
Kontakta din läkare om du upplever någon reaktion.
Förvara inte över 25 grader Celsius. Förvara i originalförpackningen för att skydda mot ljus.

FR

Usage prévu :

Le pansement PROFCARE est destiné à couvrir les blessures et les plaies.
Protéger la plaie et la croûte de la contamination et de la friction pour faciliter le processus de cicatrisation.
S'utilise exclusivement sur la peau.
Dispositif non stérile, qui ne s'utilise qu'une fois et pendant une courte durée.

Mode d'emploi :

La peau doit être nettoyée avant utilisation.
Le temps d'utilisation ne doit pas dépasser 3 à 4 heures.

Avertissements et contre-indications :

N'utilisez pas la bande si vous souffrez d'allergies ou si vous êtes sensible à certains composants.
Contre-indications :
L'utilisation du produit est contre-indiquée dans les cas suivants :
- Le site d'application est gonflé
- Ne pas coller directement sur la plaie
- La durée d'utilisation ne doit pas dépasser 3-4 heures, changer le pansement si nécessaire
La peau doit être nettoyée avant utilisation.
- L'utilisateur est allergique au caoutchouc

Avertissements :

Ne pas appliquer trop serré
Veillez à ce que la peau soit propre avant l'application
Ne pas utiliser la bande si l'emballage est endommagé ou affecté par l'humidité et la moisissure.
Contient ou présence de latex de caoutchouc naturel
En cas de réaction, consultez votre médecin.
Conserver à moins de 25 degrés. Conserver le produit dans son emballage d'origine et à l'abri de la lumière du soleil.

ES

Uso previsto:

El yeso PROF CARE Plaster está diseñado para cubrir lesiones y heridas.

Proteger la herida y la costra de la contaminación y la fricción para facilitar el proceso de cicatrización.

Uso exclusivo sobre la piel.

Este dispositivo no estéril es para un solo uso a corto plazo.

Instrucciones de uso:

La piel debe limpiarse antes de aplicar la banda.

El tiempo de uso no debe exceder 3-4 horas; en caso necesario, se puede cambiar la banda.

Advertencias y contraindicaciones:

No utilice la cinta si presenta alergia o sensibilidad a alguno de los ingredientes.

Contraindicaciones:

El uso del producto está contraindicado si:

- hay hinchazón en el lugar de aplicación
- no se pega directamente a la herida.
- el tiempo de uso no debe exceder de 3-4 horas; en caso necesario, se puede cambiar la escayola
- La piel debe limpiarse antes de aplicar la banda.
- tiene alergias conocidas al caucho

Advertencias:

No apretar excesivamente

Asegurarse de limpiar la piel antes de aplicar la banda

No utilice la cinta si el embalaje está dañado o se ve afectado por humedad y moho.

Contiene o hay presencia de látex de caucho natural

Si experimenta alguna reacción, acuda al médico.

No almacenar por encima de 25°C. Guardar en su embalaje original para protegerlo de la luz.

CZ

Zamýšlené použití:

Náplast PROF CARE je určena k zakrytí poranění a ran. Chrání ránu a strup před kontaminací a třením a podporuje proces hojení. Používejte pouze na pokožku. Je určeno k jednorázovému krátkodobému použití a je nesterilní.

Návod k použití:

Před použitím je třeba pokožku očistit. Doba použití by neměla překročit 3–4 hodiny, v případě potřeby náplast vyměňte.

Varování a kontraindikace:

Pásku nepoužívejte, pokud jste alergičtí nebo citliví na některé z jejích složek.

Kontraindikace: Použití výrobku je kontraindikováno v následujících případech:

- v místě aplikace dochází k otoku,
- nelepte přímo na ránu,
- doba použití by neměla přesáhnout 3-4 hodiny, v případě potřeby náplast vyměňte,
- před použitím je třeba pokožku očistit,
- uživatel má známé alergie na pryž.

Výstrahy:

Nepřikládejte příliš na těsno.

Před aplikací kůži řádně očistěte.

Pásku nepoužívejte, pokud je obal poškozený nebo narušený vlhkostí a plísní.

S obsahem nebo výskytem přírodního latexu.

Pokud se u vás vyskytne jakákoli reakce, obraťte se na svého lékaře. Neskladujte při teplotách nad 25 stupňů Celsia.

Chraňte před světlem a uchovávejte v originálním obalu.

PL

Przeznaczenie:

Plaster PROF CARE jest przeznaczony do opatrywania skaleczeń i ran.

Aby chronić ranę i otarcia przed zanieczyszczeniem i tarciem, wspomagając proces gojenia.

Przeznaczone wyłącznie do stosowania na skórę.

Do jednorazowego, krótkotrwałego użytku. Produkt niesterylny.

Instrukcja użytkowania:

Skórę należy oczyścić przed użyciem taśmy.

Czas stosowania nie powinien przekraczać 3-4 godzin, w razie potrzeby zmienić plaster.

Ostrzeżenia i przeciwwskazania:

Nie używaj taśmy, jeśli masz alergię lub jesteś wrażliwy na niektóre składniki.

Przeciwwskazania:

Stosowanie produktu jest przeciwwskazane w następujących przypadkach:

- opuchnięcie w miejscu zastosowania
- nie przyklejać bezpośrednio na ranę
- czas stosowania nie powinien przekraczać 3-4 godzin, w razie potrzeby zmienić plaster
- skórę należy oczyścić przed użyciem
- alergia na gumę

Ostrzeżenia:

Nie owijaj zbyt mocno.

Przed zastosowaniem upewnić się, że skóra jest oczyszczona.

Nie używać taśmy, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub uszkodzone przez wilgoć lub pleśń.

Zawartość lub obecność naturalnego lateksu kauczukowego

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek takiej reakcji należy skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

PT

Utilização a que se Destina:

O Penso PROF CARE destina-se a ser utilizado para cobrir lesões e feridas.

Proteger a ferida e a crosta de contaminação e fricção para ajudar no processo de cicatrização.

Destina-se a ser usada apenas na pele.

Destina-se a ser usada uma única vez e por pouco tempo e é um dispositivo não estéril.

Instruções de utilização:

A pele tem de ser limpa antes da utilização.

A utilização não deve exceder 3 a 4 horas, mude o penso se for necessário.

Advertências e contraindicações:

Não utilize a fita se tiver alergias ou sensibilidade a alguns dos ingredientes.

Contraindicações:

A utilização do produto é contraindicada quando:

- existe inchaço no local da aplicação
- não aplique diretamente na ferida
- a duração da utilização não deve exceder 3 a 4 horas; substitua o penso, se necessário
- A pele tem de ser limpa antes da utilização.
- tem alergias conhecidas à borracha

Advertências:

Não aplique demasiadamente apertada

Certifique-se de que a pele é limpa antes da aplicação

Não utilize a fita se a embalagem estiver danificada ou afetada por humidade e calor.

Contém ou está presente borracha de látex natural

Consulte o seu prestador de cuidados de saúde se sentir alguma reação.

Não guarde a uma temperatura superior a 25 graus Celsius. Guarde na embalagem original para proteger da luz.

HU

Rendeltetés szerű felhasználás:

A PROF CARE Plaster seb- és sérülések és sebesülések lefedésére szolgál. A sebesülés és a karcolás szennyeződéstől és sűrűdástól való védelme, a gyógyulási folyamat elősegítése érdekében. Kizárólag bőrön történő használatra. Rövid távon, egyszer használatos, nem steril eszköz.

Használati utasítás:

Használat előtt a bőrt meg kell tisztítani. A használat időtartama nem haladhatja meg a 3-4 órát, szükség esetén cserélje ki a sebtapaszt.

Figyelmeztetések és ellenjavallatok:

Ne használja a ragasztószalagot, ha allergiás vagy érzékeny az összetevők valamelyikére. Ellenjavallatok: A termék használatát ellenjavallt, ha:

- duzzanat van az alkalmazás helyén
- ne ragassza közvetlenül a sebre
- a használat időtartama nem haladhatja meg a 3-4 órát, szükség esetén cserélje ki a sebtapaszt
- a használat előtt a bőrt meg kell tisztítani.
- gumival szembeni ismert allergiája van

Figyelmeztetés:

Ne tegye fel túl szorosan.

Felhelyezés előtt tisztítsa meg a bőrt.

Ne használja a szalagot, ha a csomagolás sérült, vagy nedvesség és penész érte.

Összetevőként vagy csomagolásában természetes gumit tartalmaz.

Ha bármilyen elváltozást tapasztal, forduljon orvoshoz. Ne tárolja 25 Celsius fok felett.

Az eredeti csomagolásban, fénytől védve tárolja.