

SELECT PROFCARE



PROFCARE FOAM TAPE

Style no. 720058 / 720059

Material:

Fabric: 100% PU

Glue: 100% Acrylic Acid Glue



It is a class I device by Rule 1 of the European Medical Device Regulations 2017/745.

Medical Device Class I, Rule 1, for non-sterile and noninvasive devices for short term use, by the European Medical Device Regulation 2017/745.

Basic UDI-DI: 5703543U1006LC

Made in China

For further information and inquiries regarding this product, please contact SELECT SPORT A/S

Version: 01.01.2025



+45 43 96 96 66 - select@select.dk

SELECT-SPORT.COM

DA

Anvendelse:

PROFCARE Foam tape er beregnet til at blive brugt som et beskyttende lag mellem tapen og huden og gør det muligt at fjerne fastspændingstape smertefrit samt forhindre gnidning og irritation.

Den er kun beregnet til brug på huden.
Den er til kortvarig og enkeltstående brug, og den er ikke steril.

Brugsanvisning:

Huden skal renses inden brug.

Brugstiden er maks. 3-4 timer

Advarsler og kontraindikationer:

Brug ikke tapen, hvis du har allergi eller er overfølsom over for nogle af indholdsstofferne

Kontraindikationer:

Der er kontraindikation for brugen af produktet, hvis:

- der er gået hul på huden
- anvendelsesområdet er hævet
- brugeren har kendte allergier over for gummi

Advarsler:

Tapen må ikke påføres for stramt.

Sørg for at rense huden inden brug.

Må ikke opbevares under forhold over 25°C. Opbevares i den oprindelige emballage for at beskytte den mod sollys.

Symptomer på overeksponering for acrylsyre kan være rødmen eller misfarvning, hævelse, kløe, en brændende fornemmelse eller blæredannelse.

Kontakt din læge, hvis du oplever reaktioner.

NO

Bruksområde:

PROFCARE Foam tape skal brukes som et beskyttende lag mellom og huden, og gjør det mulig å fjerne stropptape smertefritt og forebygge gnissing og irritasjon.

Kun til bruk på huden.

For engangs, kortvarig bruk og er et ikke-sterilt produkt.

Brugsanvisning:

Huden skal rengjøres før bruk.

Brukstiden er maksimalt 3-4 timer

Advarsler og kontradiksjoner:

Ikke bruk tapen hvis du har allergier eller er følsom overfor noen av ingrediensene

Kontraindikasjoner:

Brug av produktet er kontraindisert når:

- huden er skadet
- påføringsstedet er hevet
- brukeren har kjent allergi mot gummi

Advarsel:

Påføres ikke for stramt.

Forsikre deg om at huden er rengjort før påføring.

Må ikke oppbevares over 25°C. Oppbevares i original emballasje for å beskyttes mot sollys.

Symptomer på overeksponering av acrylsyre kan omfatte rødhet eller misfarging, hevelse, kløe, svis eller blemmer.

Rådfør deg med helsepersonell hvis du opplever noen reaksjon.

EN

Intended use:

The PROFCARE Foam tape is intended to be used as a protective layer between tape and skin and enables strapping tape removal to be painless and prevents rubbing and irritation.

It is for use on the skin only.

It is for single, short-term use and is a non-sterile device.

Instructions for use:

Skin needs to be cleaned before use.

Duration of use is maximum 3-4 hours

Warnings and contraindications:

Do not use the tape if you have allergies or are sensitive to some of the ingredients

Contraindications:

Use of the product is contraindicated when:

- the skin is broken
- there is swelling at the application site
- the user has known allergies to rubber

Warnings:

Do not apply too tight.

Ensure that the skin is cleaned before application.

Do not store above 25 degrees Celsius. Store in original packaging to protect from sun light.

Symptoms of overexposure of the acrylic acid may include redness or discoloration, swelling, itching, burning, or blistering.

Consult your Health Care Provider if you experience any reaction.

SV

Avsedd användning:

PROFCARE Foam-tejpen är avsedd att användas som ett skyddande lager mellan tejpen och huden och möjliggör smärtfri borttagning av sporttejp och förhindrar skav och irritation.

Den ska endast användas på huden.

Den är avsedd för kortvarigt engångsbruk och är icke-steril.

Brugsanvisning:

Huden måste rengöras före användning.

Användningstiden är max 3-4 timmar

Varningar och kontraindikationer:

Använd inte tejpen om du är allergisk eller överkänslig mot någon av ingredienserna

Kontraindikationer:

Användning av produkten är kontraindicerad när:

- huden är trasig
- det finns svullnad där tejpen appliceras
- användaren är allergisk mot gummi

Varningar:

Applicera inte för hårt.

Se till att huden rengörs före appliceringen.

Förvara inte över 25 grader Celsius. Förvara i originalförpackning för att skydda mot solljus.

Symtom på överexponering av acrylsyran kan inkludera rodnad eller missfärgning, svullnad, klåda, brännande känsla eller blåsor.

Kontakta din läkare om du upplever någon reaktion.

DE

Verwendungszweck:

Das PROFCARE Foam Tape dient als Schutzschicht zwischen Tape und Haut und ermöglicht eine schmerzfreie Entfernung des Tapes, was Reibung und Reizung verhindert.

Ausschließlich für die Verwendung auf der Haut.

Es handelt sich um ein nicht-steriles Produkt für die einmalige, kurzzeitige Verwendung.

Gebrauchsanweisung:

Die Haut muss vor der Verwendung gereinigt werden.

Die Verwendungsdauer beträgt maximal 3-4 Stunden

Warnhinweise und Kontraindikationen:

Verwenden Sie das Tape nicht, wenn Sie Allergien haben oder empfindlich auf einige Inhaltsstoffe reagieren

Kontraindikationen:

Die Verwendung des Produktes ist kontraindiziert, wenn:

- die Haut verletzt ist
- an der Verwendungsstelle eine Schwellung ist
- bekannt ist, dass der Benutzer eine Latexallergie hat

Warnhinweise:

Nicht zu fest anlegen.

Sicherstellen, dass die Haut vor der Anwendung gereinigt wurde. Nicht über 25°C aufbewahren. Zum Schutz vor Sonnenlicht in der Originalverpackung aufbewahren.

Zu den Symptomen einer übermäßigen Exposition gegenüber Acrylsäure zählen Rötung oder Verfärbung, Schwellung, Juckreiz, Brennen oder Blasenbildung.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn irgendwelche Reaktionen auftreten.

FR

Usage prévu :

La bande en mousse PROFCARE est destinée à être utilisée comme couche protectrice entre la bande et la peau et permet de retirer la bande sans douleur et évite les frottements et les irritations.

S'utilise exclusivement sur la peau.

Dispositif non stérile, qui ne s'utilise qu'une fois et pendant une courte durée.

Mode d'emploi :

La peau doit être nettoyée avant utilisation.

La durée d'utilisation est de 3-4 heures maximum

Avertissements et contre-indications :

N'utilisez pas la bande adhésive si vous souffrez d'allergies ou si vous êtes sensible à certains composants.

Contre-indications :

L'utilisation du produit est contre-indiquée dans les cas suivants :

- La peau est abîmée
- Le site d'application est gonflé
- L'utilisateur est allergique au caoutchouc

Avertissements :

Ne pas appliquer trop serré.

Veillez à ce que la peau soit propre avant l'application

Conserver à moins de 25 degrés. Conserver le produit dans son emballage d'origine pour le protéger de la lumière du soleil

Les symptômes de surexposition à l'acide acrylique peuvent inclure des rougeurs ou une décoloration, un gonflement, des démangeaisons, une brûlure ou la formation d'une ampoule.

En cas de réaction, consultez votre médecin.

ES

Uso previsto:

La cinta de espuma PROF CARE está diseñada para utilizarse como una capa protectora entre la piel y la cinta. Se retira de forma indolora y evita el rozamiento y la irritación.

Uso exclusivo sobre la piel.

Este dispositivo no estéril es para un solo uso a corto plazo.

Instrucciones de uso:

La piel debe limpiarse antes de aplicar la banda.

La duración máxima de uso es de 3-4 horas

Advertencias y contraindicaciones:

No utilice la cinta si presenta alergia o sensibilidad a alguno de los ingredientes.

Contraindicaciones:

El uso del producto está contraindicado si:

- la piel está lesionada
- hay hinchazón en el lugar de aplicación
- el usuario tiene alergias conocidas al caucho

Advertencias:

No apretar excesivamente.

Asegurarse de limpiar la piel antes de aplicar la banda.

No almacenar por encima de 25°C. Guardar en su embalaje original para protegerla de la luz solar.

Entre los síntomas de sobreexposición al ácido acrílico se pueden incluir el enrojecimiento o la decoloración, la hinchazón, la pica-zón, la quemazón o la aparición de ampollas.

Si experimenta alguna reacción, acuda al médico.

CZ

Zamýšlené použití:

Pěnová páska PROF CARE Foam je určena k použití jako ochranná vrstva mezi páskou a pokožkou a umožňuje bezbolestné odstranění pásky a zabraňuje tření a podráždění.

Používejte pouze na pokožku.

Je určeno k jednorázovému krátkodobému použití a je nesterilní.

Návod k použití:

Před použitím je třeba pokožku očistit.

Doba použití je maximálně 3–4 hodiny.

Varování a kontraindikace:

Pásku nepoužívejte, pokud jste alergičtí nebo citliví na některé z jejích složek.

Kontraindikace:

Použití výrobku je kontraindikováno v následujících případech:

- pokožka je poškozená
- v místě aplikace dochází k otoku
- uživatel má známé alergie na pryž

Upozornění:

Příliš nenapínejte.

Ujistěte se, že pokožka je před aplikací očištěná.

Neskladujte při teplotách nad 25 stupňů Celsia. Chraňte před slunečním zářením a uchovávejte v originálním obalu.

Příznaky nadměrného působení kyseliny akrylové mohou zahrnovat zarudnutí nebo změnu barvy, otok, svědění, pálení nebo tvorbu puchýřů.

Pokud se u vás vyskytne jakákoliv reakce, obraťte se na svého poskytovatele zdravotní péče.

PL

Przeznaczenie:

Taśma piankowa PROF CARE jest przeznaczona do stosowania jako warstwa ochronna pomiędzy taśmą a skórą i umożliwiała bezbolesne zdejmowanie taśmy do owijania, zapobiegając tarcii i podrażnieniom.

Przeznaczone wyłącznie do stosowania na skórę.

Do jednorazowego, krótkotrwałego użytku. Produkt niesterylny.

Instrukcja użytkowania:

Skórę należy oczyścić przed użyciem taśmy.

Maksymalny czas stosowania wynosi 3-4 godziny

Ostrzeżenia i przeciwwskazania:

Nie używaj taśmy, jeśli masz alergię lub jesteś wrażliwy na niektóre składniki

Przeciwwskazania:

Stosowanie produktu jest przeciwwskazane w następujących przypadkach:

- uraz skórny
- opuchnięcie w miejscu zastosowania
- alergia na gumę u użytkownika

Ostrzeżenia:

Nie owijaj zbyt mocno.

Przed zastosowaniem upewnić się, że skóra jest oczyszczona.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem słonecznym.

Objawy nadmiernego narażenia na działanie kwasu akrylowego mogą obejmować zaczerwienienie lub odbarwienie, obrzęk, swędzenie, pieczenie i pęcherze.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek takiej reakcji należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.

PT

Utilização a que se Destina:

A Fita de espuma PROF CARE destina-se a ser utilizada como uma camada protetora entre fita e a pele, permitindo que a remoção da fita de fixação seja indolor, evitando a fricção e irritação. Destina-se a ser usada apenas na pele.

Destina-se a ser usada uma única vez e por pouco tempo e é um dispositivo não estéril.

Instruções de utilização:

A pele tem de ser limpa antes da utilização.

A duração máxima de utilização é 3 a 4 horas

Advertências e contraindicações:

Não utilize a fita se tiver alergias ou for sensível a alguns dos ingredientes

Contraindicações:

A utilização do produto é contraindicada quando:

- a pele está ferida
- existe inchaço no local da aplicação
- o utilizador tem alergias conhecidas à borracha

Advertências:

Não aplique demasiadamente apertada.

Certifique-se de que a pele é limpa antes da aplicação

Não guarde a uma temperatura superior a 25 graus Celsius. Guarde na embalagem original para proteger da luz solar

Os sintomas de sobre-exposição do ácido acrílico podem incluir vermelhidão ou descoloração, inchaço, comichão, queimadura ou empolamento.

Consulte o seu prestador de cuidados de saúde se sentir alguma reação.

HU

Rendeltetészerű felhasználás:

A PROF CARE habanyagból készült szalag a szalag és a bőr közötti védőréteggént szolgál, és lehetővé teszi a szalag fájdalommentes eltávolítását, valamint megakadályozza a dörzsölődést és az irritációt.

Kizárólag bőrön történő használatra.

Rövid távon, egyszer használatos, nem steril eszköz.

Használati utasítás:

Használat előtt a bőrt meg kell tisztítani.

A használati idő legfeljebb 3–4 óra.

Figyelmeztetések és ellenjavallatok:

Ne használja a ragasztószalagot, ha allergiás vagy érzékeny az összetevők valamelyikére.

Ellenjavallatok:

A termék használata ellenjavallt, ha:

- a bőr sérült
- duzzanat van az alkalmazás helyén
- a felhasználónak gumival szembeni ismert allergiája van

Figyelmeztetés:

Ne húzza túl feszesre.

Használat előtt gondoskodjon a bőr megtisztításáról.

Ne tárolja 25 Celsius fok felett. Az eredeti csomagolásban, napfénytől védve tárolandó.

Az akrilsavnak való túlzott kitettség tünetei közé tartozik a bőrpír vagy elszíneződés, duzzanat, viszketés, égető érzés vagy hólyagosodás.

Ha bármilyen elváltozást tapasztal, forduljon orvoshoz.